

Endodontics | Restorative | Bone Graft

www.meta-biomed.com

Cordless Endodontic Motor

EQ-M

Let your treatment skills maximize with EQ-M

The newly patented movement 'ART Motion' by Meta Biomed reduces fractures of the NiTi files, ensures high-quality treatment. Grab the device and make yourself an artist!



 META
BIOMED

 META
BIOMED

EQ-PEX

Electronic Apex Locator

- 10 year proven reliable technology
 - High performance device mirroring the I-Root

Auto Calibration

- Provides accurate measurements regardless of environmental factors

Unique Design

High-quality battery

- 6 hours of continuous use guaranteed
- Fully charge in 150 minutes

'Light Guide' for safe treatment

- 3 different color lights (Blue-Yellow-Red) indicate the real-time location of the file in the root canal, and allow intuitive verification of measurement and accurate diagnosis during the treatment. (It turns on the top of the file holder B, and on the main button of the EQ-M when interlocked with EQ-M)



ADSEAL

Resin Based Root Canal Sealer



FDA CE ISO

CeraSeal

Calcium Silicate-based Bioceramic Sealer



FDA CE ISO

Gutta Percha Points

Special Taper Points



FDA CE ISO

Absorbent Paper Points

Hand Rolled For Extra Absorbency



FDA CE ISO

سیل بیس رزینی

- سیل بسیار عالی
- رادیو اپسیتی عالی
- نامحلول در مایعات بافتی
- ارائه یک اندو حرفه ای
- سرنگ اتو میکس ۱۳/۵ گرمی
- عدم ایجاد تغییر رنگ در دندان
- سهولت اختلاط خودکار بیس و کاتالیست
- با دو خامیت بیشتر اثبات شده در سایت FDA نسبت به AH26

سیل بیس کلسیم سیلیکات

- رادیو اپسیتی ۸.۰ میلی متر
- سرنگ دو گرمی / زیست سازگاری عالی
- زیست سازگاری با PH برابر با ۱۶.۷
- جاذب فوق العاده رطوبت ریشه کانال
- ثبات PH در طول فرایند سنت شدن
- جلوگیری از بروز پدیده wash-out
- عدم ایجاد زخم و سورش در ترکیب با بزاق دهان
- قابل استفاده با تکنیک آچوریشن single cone
- بدون کاهش یا افزایش حجم در کانال / استحکام فوق العاده
- کلسیم سیلیکات با جذب رطوبت ریشه، تولید ژل کلسیم سیلیکات هیدرات
- و کلسیم آلومینات هیدرات کرده و در نهایت به تشکیل کریستال های کلسیم هیدروکساید می انجامد

گوتا پرکا

- ارائه یک اندو مطمئن
- موجود در سایزهای ۱۵ تا ۸۰
- آسورت ۱۵-۴۰ و ۴۵-۸۰
- زمان ماندگاری طولانی مدت
- رادیو اپسیتی عالی
- انعطاف پذیری بسیار مناسب در حین کار
- بسته بندی ۱۲۰ عددی با رنگ بندی برای کاربرد آسان
- مناسب برای پرکردن کانال به روش تراکم جانبی و عمودی و one cone
- دارای انواع سایز های مدرج و با شبیه %۶ - %۴
- FF , FM , MF , F1 , F2 , F3

کن کاغذی

- استریل
- جذب عالی بدون لینت
- موجود در انواع سایز ها
- موجود در سایز های ۱۵ تا ۸۰
- آسورت ۱۵-۴۰ و ۴۵-۸۰
- در بسته بندی ۲۰۰ عددی کشویی ضد ریزش
- دارای انواع سایز با شبیه %۶ - %۴

Aurum PRO™

Familiar Sequence, Different Flexibility



Aurum Blue Triangle™

Controlled Memory File



Aurum G™

Glide Path File



Aurum PRO فایل

- انعطاف پذیری بالا
- سیستمی قابل اعتماد
- قدرت فوق العاده
- ماکریم گشتاور 2/5 N/CM
- ماکریم سرعت 350 RPM
- پایدار در برابر فرسودگی ناشی از چرخش
- دارای سطح مقطع مخروطی برای استحکام بیشتر
- ۶ عدد فایل، ۱ Finisher 3 و Shaper 2 و opener 1
- با ۲۰٪ پایداری بیشتر نسبت به Protaper
- با ۲۴٪ پایداری بیشتر نسبت به Universal Protaper

Aurum Blue Triangle فایل

- فایل روتاری
- دارای استقامت و انعطاف پذیری بالا
- قابلیت دسترسی آسانتر به خروجی کاتال
- پایدار در برابر فرسودگی ناشی از چرخش
- ماکریم گشتاور 3 N/CM / ماکریم سرعت 500 RPM
- با توان چرخش ۱۰۰۰ بار بیشتر نسبت به Hyflex CM
- با توان چرخش ۳۰۰۰ بار بیشتر نسبت به Protaper
- کاهش قابل توجه رسک انتقال و یا پرفه شدن کاتال
- ۴ عدد فایل، ۱ عدد Opener و ۳ عدد Finisher
- زمان شکستن در لود ماکریم: ۶ دقیقه (۳ دقیقه بیشتر از دیگر فایل ها)
- دارای سطح مقطع مخروطی جهت استحکام بیشتر / آلیاژ Martensitic Nitit
- انعطاف پذیر

Aurum G فایل

- انعطاف پذیری بالا
- مقاومت فوق العاده
- آلیاژ Niti حرارت دیده
- سطوح الکترو پولیش شده
- حذف ناهنجاری های دیواره کاتال
- مناسب Shaping دیواره کاتال
- فایل های روتاری آماده سازی Glide Path
- مقاومت بیشتر نسبت به فایل های Stainless steel

Gutta Percha Bar



گوتا بار

- بسته ۵۰۰ عددی
- رادیوپسیتی عالی
- قابل استفاده برای بیشتر دستگاه های آچوراتور
- فلوو پذیری مناسب پس از ذوب شدن
- جهت تزریق گوتا درون کاتال با استفاده از گان آچوراتور

MD-ChelCream

19% EDTA Cream



FDA CE ISO

%19 EDTA آرسی پرپ - ژل

- ◀ سرنگ ۷ گرمی
- ◀ خامصیت Lubricate عالی
- ◀ ایجاد تمیز ترین دیواره دنتیمال
- ◀ خارج کردن مواد غیر آلبی توسط شلاته کردن
- ◀ پاکسازی کاتال ریشه و برداشت لایه اسپیر
- ◀ استفاده راحت تر از ابزار توسط نرم کردن دیواره کاتال دنتیمال
- ◀ خارج کننده عالی لایه جوش خورد کاتال های بسیار باریک در دندان های خلفی

MD.Cleanser

17% EDTA Solution



FDA CE ISO

%17 EDTA آرسی پرپ محلول پاک کننده

- ◀ خارج کننده مواد آلبی
- ◀ بطری ۱۰۰ میلی لیتری
- ◀ سرنگ مخصوص جهت تزریق راحت تر
- ◀ مناسب جهت کاتال های بسیار باریک و دندان های خلفی
- ◀ ایجاد تمیز ترین دیواره عاجی پس از برداشت لایه اسپیر

Metapex

Calcium Hydroxide With Iodoform



FDA CE ISO

هیدروکسید کلسیم + ید

- ◀ سرنگ ۲/۲ گرمی
- ◀ پر کردن دائم کاتال ریشه
- ◀ جذب داخلی و خارجی ریشه
- ◀ اثر آنتی باکتریال و رادیواپک عالی
- ◀ مناسب جهت پالپکتو می و پالپ کپینگ
- ◀ تشکیل دیواره بافت سخت در انتهای ریشه
- ◀ مناسب جهت اپکسیفیکشن کاتال های لیکیچ دار
- ◀ درمانی آسان برای بستن دائمی اپکس در دندان های شیری

Metapaste

Calcium Hydroxide with Barium Sulfate



FDA CE ISO

هیدروکسید کلسیم + سولفات باریم

- ◀ سرنگ ۲/۲ گرمی
- ◀ پر کردن موقت ریشه
- ◀ پالپ کپینگ و پالپوتومی
- ◀ جذب داخلی و خارجی کاتال
- ◀ خمیر آماده مصرف قابل حل در آب
- ◀ سرنگ مخصوص برای انتقال به داخل کاتال
- ◀ مناسب جهت اپکسیفیکشن کاتال های لیکیچ دار

MD.Temp

Hydraulic Temporary Restorative



تمپ (پانسمان موقت) سفید و صورتی

- بسته بندی ۴۰ گرمی
- در دو نوع سفید و صورتی
- ماندگاری طولانی
- مهره مووم عالی حفره
- پرکردن موقت حفره
- ایجاد سیل عالی حفره
- کاربرد آسان و خارج کردن راحت
- دارای طعم نعناع و بدون اوژنول
- بدون افزایش حجم و پایداری عالی پس از سفت شدن

NexTemp HV

Light-Cured Temporary Filling materials



پانسمان نوری لایت کیور موقت

- کاربری آسان
- انعطاف پذیری بالا
- ۳ سرنگ ۳ گرمی
- بدون افزایش حجم
- خارج کردن بسیار راحت
- مناسب برای ترمیم موقت حفره های دندان
- موجود در ۲ رنگ آبی و رنگ دندان

NexTemp LC

A Light-Cured Temporary Filling materials



پانسمان نوری لایت کیور موقت فلو

- کاربری آسان
- انعطاف پذیری بالا
- ۳ سرنگ ۲ گرمی
- خارج کردن بسیار راحت
- مناسب برای مهر و مووم پیچ ابامنت
- مناسب برای ترمیم موقت حفره های دندان
- مناسب برای پانسمان اینتل و آنله

Meta Etchant

Meta Etchant contains 37% phosphoric acid water thickened with unique polymer.



ژل اسید اج %37

- ۳ سرنگ، ۳ گرمی
- مناسب برای اج کردن مینا و عاج
- اسید اج %37 با پلیمر منحصر به فرد
- شستشوی راحت با آب بدون جایگذاری کمترین مواد باقیمانده
- مناسب جهت ترمیم های کامپوزیتی مستقیم، فیشور سیلنت ها و چسباندن برآکت های ارتودنسی

Kit Metacem

Adhesive Resin Cement



FDA CE ISO

◀ کیت سیمان رزینی دوال کیور

- ◀ باندینگ جهت ونیرهای پرسلن
- ◀ چسبندگی بسیار بالا / سرنگ ۹ گرمی
- ◀ سیمان گذاری اینله و آنله / دوال کیور
- ◀ موجود در ۲ رنگ TL,A3 مطابق با استاندارد ویتا
- ◀ استفاده راحت در پرکردن های غیر مستقیم زیبایی
- ◀ کارگذاری پست و کربیلد آپ / مقاومت استحکامی بسیار بالا
- ◀ سیمان گذاری کراون و برج (سرامیک، کامپوزیت، پرسلن)
- ◀ محتويات کیت: ۲ سرنگ ۹ گرمی + ۱ سرنگ اج ۳ گرمی + ۱ باند ۵ میلی گرم

Metacem Refill

Adhesive Resin Cement



FDA CE ISO

◀ سیمان رزینی دوال کیور

- ◀ مقاومت: ۱۲۰.۵ Mpa
- ◀ رادیو اپسیتی: ۲.۳ MM
- ◀ سرنگ ۹ گرمی
- ◀ حالت خمیری با میکس راحت
- ◀ کارگذاری پست و کربیلد آپ
- ◀ ضخامت فیلم: ۲۶.۴ میکرومتر
- ◀ موجود در دو رنگ A₁, A₃ مطابق با استاندارد ویتا
- ◀ سیمان گذاری اینله و آنله، ونیر، کرون، برج و پست
- ◀ زمان سنت شدن: TL=۱min ۲sec A₁=۳min ۱sec A₃=۳min ۱۴sec

Meta P&Bond

5th Generation Bonding System



FDA CE ISO

◀ باندینگ نسل پنجم

- ◀ باندینگ فوق العاده قوی wet-bonding
- ◀ سیستم
- ◀ جهت ترمیم مستقیم کامپوزیت و روکش پرسلن
- ◀ بسته بندی ۵ میلی گرم + ۵ عدد میکرو براش
- ◀ جهت آمالگام و روش های غیر مستقیم باندینگ با سیمان ادسیو
- ◀ جهت باندینگ و پرایمینگ یک مرحله ای کامپوزیت، آمالگام، پرسلن و پست

Biner LC

Light curing type cavity Liner



FDA CE ISO

◀ بیس و لاینر (دایکال نوری)

- ◀ ۲ سرنگ ۹ گرمی
- ◀ غیر قابل انحلال در محیط های دهان و آپ
- ◀ محافظ عالی پالپ دندان / فلوپذیری مناسب
- ◀ آزادکننده یون فلوراید، فسفات، کلسیم و هیدروکسی
- ◀ کف بندی و عایق بندی مناسب / مقاوم تر از کلاس آینومر نوری
- ◀ زیست سازگاری فوق العاده توسط کلسیم هیدروکسی فسفات
- ◀ رادیو اپک و کاربرد به عنوان لاینر در زیر تمامی مواد ترمیمی
- ◀ شرینکیج پایین، چسبندگی بالا، مقاوم در برابر پوسیدگی و ایجاد باندینگ عالی

NexCore

Dual-Cured core build-up composite Resin



FDA CE ISO

◀ ماده کربیلداپ دوال کیور

- ◀ آزاد سازی یون فلوراید
- ◀ رادیو اپک ، دوال کیور
- ◀ باندشیمیایی محکم
- ◀ قدرت استحکام عالی
- ◀ ۲ سرنگ اتومیکس ۱۰ گرمی
- ◀ زیست ساز گاری عالی با ناخیه کر
- ◀ ویسکوزیته مناسب به همراه فلوبیدیری عالی جهت ساخت کر
- ◀ مناسب جهت کارگذاری پین و پست در سه رنگ آبی ، دندانی و سرامیکی

NETC

Non-Eugenol Temporary Cement



FDA CE ISO

◀ تمپوباند NETC

- ◀ سیمان موقت بدون اژنول کراون و برج
- ◀ کمترین ضخامت چسب
- ◀ دو تیوب ۶۰ گرمی و ۲۰ گرمی
- ◀ راحتی مخلوط کردن بیس و کاتالیست
- ◀ دارای قدرت چسبندگی و استحکام بالا
- ◀ زمان کار ۱/۵ دقیقه بعد از شروع میکس
- ◀ زمان سنت ۶ دقیقه بعد از شروع میکس
- ◀ مناسب برای افرادی که به اژنول حساسیت دارند

NETC Esay

Non-Eugenol Temporary Cement



CE ISO

◀ تمپوباند NETC Esay

- ◀ سیمان موقت بدون اژنول کراون و برج
- ◀ بیس زینک اکساید و کاتالیست
- ◀ زمان کار: ۱/۵ دقیقه بعد از شروع میکس
- ◀ زمان سنت شدن ۶ دقیقه بعد از شروع میکس
- ◀ قابل استفاده برای افراد حساس به اژنول
- ◀ میکس ساده و راحت
- ◀ ۲ سرنگ اتومیکس ۱۰ گرمی

Nexpost

Fiber Post



FDA CE ISO

◀ فایبرپست

- ◀ تشکیل مانع بافت سخت
- ◀ بسته بندی سرنگ ۲/۲ ۲ گرمی
- ◀ جذب ریشه درونی و بیرونی
- ◀ روت کاتال برای دندان های شیری
- ◀ وزن ۴۶ گرم / ابعاد ۲۲*۲۸*۶۱ میلی گرم
- ◀ بسته بندی سرنگی برای استفاده آسان در کاتال
- ◀ ترکیبی از کلسیم هیدرکساید ، لوفدوفرم و روغن سیلیکون برای شستشوی کاتال
- ◀ با خاصیت آنتی باکتریال و رادیوپسی فوق العاده به شکل خمیر میکس شده آماده
- ◀ سری های یکبار مصرف برای جلوگیری از آلودگی و انتقال بیماری

EZFil

Hybrid Composite Resin



FDA CE ISO

Nexcomp Flow

Nano Hybrid Flowable Composite Resin



FDA CE ISO

Nexcomp

Nano Hybrid Composite Resin



FDA CE ISO

DM Bone

Silicon Ion Containing 60% HA, 40% β -TCP



FDA CE ISO

کامپوزیت هیبرید رزینی

- ◀ کامپوزیت هیبرید رزینی
- ◀ شیرینکنیج ناچیز ۱.۶ درصد
- ◀ مناسب و نیر و ترمیم های پرسلن
- ◀ مناسب برای کلاس های ترمیمی ۱ تا ۵
- ◀ یکپارچه، بدون فرو ریختن حین کار
- ◀ بدون چسبندگی شدید به تجویزات

کامپوزیت نانو فلو لایت کیور

- ◀ ۲ سرنگ ۲ گرمی
- ◀ مناسب جهت فیشور تراپی
- ◀ فلو پذیری مناسب و مقاومت عالی
- ◀ مناسب جهت ترمیم حفره های عمیق
- ◀ رادیواپک عالی برای ترمیم های محافظه کار اند
- ◀ حاوی مونومرها ریز شده تا ۴۰ نانو برای پولیش پذیری فوق العاده

کیت کامپوزیت نانو هیبرید لایت کیور

- ◀ پولیش پذیری آسان با مقاومت بالا
- ◀ عدم چسبندگی به وسایل و ابزارها
- ◀ شیرینکنیج کمتر از ۱.۶ % / سرنگ ۴ گرمی
- ◀ ساخته شده از مونومرهاي ۴۰ برابر ریزتر
- ◀ ویرهای مستقیم کامپوزیتی و ترمیم پرسلن
- ◀ مناسب جهت ترمیم کلاس ۱ تا ۵ دندان های خلفی و قدامی
- ◀ استحکام بالا جهت کربیلاد آپ / تطابق رنگ با استاندارد ویتا
- ◀ محتويات کیت: ۷ عدد سرنگ ۴ گرمی + ۱ سرنگ اچ ۳ گرمی + ۱ باند ۵ گرمی

پودر استخوان ساز

- ◀ سینوس لیفت
- ◀ مناسب پریودنتال - لبه های استخوانی
- ◀ تعادل بینهایین $\text{Si}-\text{HA}$, β -TCP در نسبت ۴۰ به ۶۰
- ◀ سازگاری بافتی عالی (عدم پس زدن بافتی و عدم انتقال بیماری)
- ◀ فعالیت عالی سلول های سازنده استخوان در سطح زیاد آن (تلخلل ۷۲٪)
- ◀ تکنولوژی یون سیلیکون سرعت باسازی استخوان و ترمیم زخم را افزایش می دهد
- ◀ هیدروکسید آپاتاتیت متخلخل حاوی یون سیلیکون (۶٪ وزنی یون سیلیکون دارد)

پودر استخوان ساز

Sorbone



CE ISO

- ◀ مناسب سینوس لیفت
- ◀ هدایت عالی تشکیل استخوان
- ◀ با قابلیت استفاده راحت و دقیق
- ◀ مناسب پریو دنتال - لبه های استخوانی
- ◀ ترمیم آسان زخم / میزان تخلخل ۶۰% - ۵۵%
- ◀ افزایش سرعت بازسازی استخوان و ترمیم زخم
- ◀ سیلیکون متخلخل کلسیم هیدروکسید آپاتات
- ◀ تعادل بینه بین ۴۰% HA در نسبت ۶۰% β -TCP
- ◀ سازگاری بافتی بسیار عالی (عدم پس زدن بافتی و عدم انتقال بیماری)

پودر استخوان ساز سرنگی



CE ISO

- ◀ مناسب سینوس لیفت
- ◀ نوع سرنگی با کاربری ساده
- ◀ هدایت عالی تشکیل استخوان
- ◀ با قابلیت استفاده راحت و دقیق
- ◀ مناسب پریو دنتال - لبه های استخوانی
- ◀ سیلیکون متخلخل کلسیم هیدروکسید آپاتات
- ◀ تعادل بینه بین ۴۰% HA در نسبت ۶۰% β -TCP
- ◀ افزایش سرعت بازسازی استخوان و ترمیم زخم
- ◀ ترمیم آسان زخم / میزان تخلخل ۵۵% - ۶۰%
- ◀ سازگاری بافتی بسیار عالی (عدم پس زدن بافتی و عدم انتقال بیماری)

Imflex

Hydrophilic Vinyl Polysiloxane Impression Material



CE ISO

ایمپرشن (مواد قالبگیری) واش و پوت

- ◀ ایمپرشن مخصوص اینتلی، آنلی، کراون و بریج
- ◀ بدون نیاز به فشار زیاد برای آماده سازی
- ◀ مقاومت کششی بالا بدون تکه شدن
- ◀ زمان کار ۴۰ تا ۹۰ دقیقه
- ◀ زمان سست شدن ۲ تا ۳ ساعت
- ◀ قابلیت اسکن با سیستم های تصویربرداری سه بعدی

Imflex Bite

Bite registration



CE ISO

خمیر ثبت بایت

- ◀ خمیر ثبت بایت
- ◀ زمان کار ۱۰ دقیقه
- ◀ ۲ کارتريج ۵۰ میلی لیتر
- ◀ زمان سست شدن ۱ ساعت
- ◀ جلوگیری از دیپ بایت بیمار
- ◀ بدست آوردن بایت دقیق بیمار
- ◀ مقاومت کششی بالا بدون تکه شدن
- ◀ بدون نیاز به فشار زیاد برای آماده سازی
- ◀ قابلیت اسکن با سیستم های تصویربرداری سه بعدی

EQ-M

Cordless Endodontic Motor



FDA CE ISO

EQ-PEX

Electronic Apex Locator



FDA CE ISO

موتور روتاری

- < روتاری متابایومد با موتور سوئیسی
- < وزن ۱۳۰ گرم
- < ماکزیمم گشتاور ۴۰CM
- < ماکزیمم سرعت ۱۰۰۰Rpm
- < کمترین لرزش و نویز ممکن
- < دارای مدد کاری جدید و منحصر به فرد ART
- < افزایش ۲۵ درصدی مقاومت فایل در برابر شکستن
- < نمایش اپتیک رسیدن به اپکس با اتصال به اپکس لوکیتور EQ-Pex
- < یکسال گارانتی ۵ سال خدمات پس از فروش

اپکس لوکیتور

- < اپکس لوکیتور نسل پنجم
- < کم حجم و وزن کم
- < زمان شارژ ۱۵۰ دقیقه
- < دارای قابلیت کالیبریشن اتوماتیک
- < شش ساعت کار مداوم با یک بار شارژ
- < دارای نمایشگر و هشدار صوتی رسیدن به اپکس
- < دقیقه بالا در تشخیص اپکس برابر با i-Root (دقیقه %۹۸)
- < دارای فایل هلدر اپتیک و هشدار نوری رسیدن به اپکس
- < طراحی زیبا و ارگونومیک با صفحه نمایش رنگی
- < یکسال گارانتی ۵ سال خدمات پس از فروش

I-ROOTS

Full Automatic Electronic Apex Locator



FDA CE ISO

اپکس لوکیتور

- < قابلیت اتصال به کامپیوتر و مانیتور مطب
- < طراحی شیک و ارگونومیک با صفحه نمایش رنگی
- < مطمئن با عملکرد سریع و بدون خطر قرار گرفتن در معرض اشعه ایکس
- < سیستم هشدار همزمان صوتی و تصویری زمان رسیدن به ناحیه اپکس
- < همراه با یک نرم افزار ویژه فایل بندی طول کاتال برای 32 دندان بیمار
- < اپکس لوکیتور نسل پنجم با بالاترین دقیقه در تعیین محل اپکس تحت هر شرایطی از کanal (خشک، مرطوب، مملو از آرسی پرپ، خون و عفونت)
- < ۶۰ ساعت کارکرد مداوم با یکبار شارژ / باتری Li-Ion / دقیقه %۹۸
- < دارای تاییدیه از دانشگاه های معترض: تهران، شهید بهشتی، شاهد، آزاد اسلامی و ...
- < یکسال گارانتی ۵ سال خدمات پس از فروش

EQ-V



◀ آپجوراتور (تزریق گرم گوتا پرکا)

- ◀ طول عمر بالای باتری
- ◀ استفاده راحت و عملکرد بالای باتری
- ◀ خاموش شدن خودکار دستگاه پس از ۵ دقیقه
- ◀ قابلیت تنظیم دما ۱۸۰ و ۲۳۰ درجه سانتی گراد برای هیت کریر
- ◀ قابلیت تنظیم دما ۱۶۰ و ۲۰۰ درجه سانتی گراد برای سیستم تزریق
- ◀ طراحی ارگونومیک و سبک، جهت کارکرد طولانی مدت بدون خستگی
- ◀ سیستم جدید نوآورانه چرخشی ۳۶۰ درجه به منظور دسترسی راحت به تمام نواحی آناتومیکال دندان
- ◀ یکسال گارانتی ۵ سال خدمات پس از فروش

EQ-S

Cordless Sonic Endo Irrigator



◀ دستگاه ایریگیشن سونیک

- ◀ دستگاه ایریگیشن سونیک کانال
- ◀ بدون ضربه شدید به دیواره کانال
- ◀ صدا و لرزش کم
- ◀ زمان کارکرد طولانی
- ◀ زمان شارژ دستگاه ۹ ساعت
- ◀ تیپ های پلیمری نرم و منعطف
- ◀ دسترسی راحت به کانال های منحنی
- ◀ دارای سه سر با سایز ۱۵، ۲۵، ۳۵٪
- ◀ ایجاد جریان گردابی در انتهای کانال برای خروج کامل مواد زائد
- ◀ یکسال گارانتی ۵ سال خدمات پس از فروش

EQ Condenser



◀ پلاگر اندو


- ◀ سبک و کم وزن
- ◀ مدرج در ۵ میلی لیتر
- ◀ مقاومت شیمیایی فوق العاده
- ◀ تیپ های Niti مستحکم و منعطف
- ◀ دارای طول کاربردی ۱۷ میلی متر
- ◀ رنگ شده با تکنولوژی Color Anodizing
- ◀ پلاگر اندو مخصوص پک کردن گوتا پرکا دو روش گرم و سرد
- ◀ دارای لبه ها و نوک تیپ انتهایی صاف که مانع کیر کردن ابزار در کانال های منحنی می شود

*Let it
Flow!*



EQ-S

The most effective, efficient and safe




Aurum Blue™

Endodontic NiTi File



Blue; the color of extreme elasticity & fracture resistance
Simple and reliable shaping solution

Meta Biomed Endodontics
A-Z Endo Solution





Azad Tejarat Pars,Dental Business Group
website:azadmed.com / website: metabiomed.ir
instagram:[azadtejarat_pars](https://www.instagram.com/azadtejarat_pars/) / E-mail:info@azadmed.com
Phone:021 88 98 80 63 - 6 / Fax:021 88 98 75 72

