

EQ-PEX

Electronic Apex Locator



اپکس لوکیتور EQ-PEX

- اپکس نسل ۵ با دقت ۹۹.۸ درصد
- قابلیت اتصال به موتور روتاری EQ-M
- دارای فایل هولدر اپتیک و هشدار رنگی طول کانال
- دارای هشدار صوتی و تصویری
- طراحی کم وزن و زیبا
- باتری با دوام برای کارکرد طولانی مدت



Accessories

EQ-PEX	P2901-XX*	Main body	A2911
Battery	A2912	Lip hook	A2913
File holder A	A2914	File holder B	A2915
Probe code	A2916	Power code	A2917-XX*
AC/DC Adapter	A2918-X*	File holder gender	A2919