

EQ-S

دستگاه ایریگیشن سونیک

دارای ۹۰ تیپ اولیه در سایز های 15/02- 25/02 -35/02

قدرت بالا در شستشو کانال با ایجاد جریان گردابی

تیپ های نرم و انعطاف پذیر / در رنگ های صورتی و خاکستری

قابلیت تنظیم شدت / وزن کم و طراحی زیبا

Specifications

		Remark
Dimensions	W24 x H25 x L183	Including tip
Weight	43g	
Battery	1.5 V [Alkaline(AA)]	Not included in the Kit
Operation Time	9 hours (continuous operation)	



بگذار جریان پیدا کند

EQ-S

موثر ترین، کارآمدترین و ایمن ترین

EQ-S

The most effective, efficient and safe

تأثیر گذار ✓

کارآمد ✓

بی خطر ✓


Effective 3D Irrigation

Multi-direction strongly and quickly
sends irrigant throughout the canal


تکنولوژی جریان فعال

حرکت چرخشی و عمودی

با ورود تیپ به کانال و ایجاد حرکت دورانی در آن و با ایجاد حرکت گردابی، داخل کانال را به خوبی پاکسازی می کند. با توجه به طراحی منحصر بفرد تیپ EQ-S حتی در کانال های کوچکتر هم با قدرت انجام می شود.




تیپ های پلیمری



- کمترین فشار به ناحیه اپتیکال
- دسترسی آسانتر به کانالهای منحنی
- پاکسازی با آبرسانی کامل
- کد بندی شده با رنگ



پاک کنندگی قوی



بعد از استفاده EQ-S

در هنگام استفاده از این دستگاه با توجه به تیپ های جدید، احساس بسیار خوبی داشتم.
استفاده از EQ-S نتیجه بهتری در جایگذاری سیلر و بایو سرامیک در داخل کانال داشت.

Dr Jenner Argueta, DDS, M.Sc.



EQ-S یک دستگاه نوآورانه، همه کاره، با استفاده آسان بالینی است که چیزی را ارائه می دهد که تاکنون در هیچ دستگاه سونیک دیده نشده است. تجربه بالینی من حرکت چند جهتی و 3D تبپ سونیک است که باعث پویایی شیر سیال ایجاد امواج پیوسته و پاکسازی، ضد عفونی و حذف بهتر لایه اسیدی شود. درجه حرکت بالا را می توان برای آبرسانی یا حذف هیدروکسید کلسیم، و درجه حرکت پایین را می توان برای پخش سیلر بایو سرامیک قبل از قرار دادن در کانال استفاده کرد.

Dr Johnny Onori, DDS, M.Sc.

