
OSSTEM IMPLANT SYSTEM

TS



TSII



TSIII



TSIV

CATALOGO

OSSTEM[®]
IMPLANT






TS SYSTEM

INDICE

03	TS DESIGN & SUPERFICIE	21	TS LINEA PROTESICA
07	TS LINEA CHIRURGICA	22	DIAGRAMMA DI FLUSSO PROTESICO 1
08	Impianto TSII SA	23	Rigid Abutment
10	Impianto TSIII SA	28	Transfer Abutment
12	Impianto TSIII SOI	38	DIAGRAMMA DI FLUSSO PROTESICO 2
14	Impianto TSIV SA	39	Abutment ST FreeForm /Angolato
16	Mount & Viti di guarigione	43	Abutment GoldCast / NP-Cast
		46	DIAGRAMMA DI FLUSSO PROTESICO 3
		47	Abutment provvisorio
		50	DIAGRAMMA DI FLUSSO PROTESICO 4
		51	Multi Abutment
		58	Abutment Multi Angolato
		60	DIAGRAMMA DI FLUSSO PROTESICO 5
		61	Abutment Convertibile
		68	DIAGRAMMA DI FLUSSO PROTESICO 6
		69	Port Abutment
		75	Locator® Abutment
		82	Stud Abutment
		84	OneSeal / TS Abutment Selector
		86	Surgical Instruments

TS Design & Superficie Caratteristiche




Impianto di tipo sommerso con una connessione esagonale 11°

- Connessione - Mini / Regular
- Eccellente stabilità iniziale nell'osso morbido
- Spire autofilettanti e bordi taglienti
- Diverse tipologie di forme per adattarsi correttamente alla qualità dell'osso e alle condizioni cliniche del paziente
 - TSII Impianto cilindrico
 - TSIII Impianto conico (corpo conico a 1,5°)
 - TSIV Impianto conico (corpo conico a 6°)
- Tipi di superficie compatibili - SA / SOI



TS packaging




Morfologia superficiale ottimizzata attraverso il trattamento di mordanatura acida

- Rugosità superficiale: Ra 2.0-3.0 μ m
(Si noti che: la rugosità nella parte superiore di 0,5 mm è Ra 0,5-0,6 μ m)
- Microfori superficiali uniformi di 1-3 μ m
- L'area della superficie è aumentata del 46% rispetto agli impianti trattati con mezzi di sabbiatura riassorbibili (RBM).

Risposta ossea In-vitro e In-vivo

- La differenziazione degli osteoblasti e l'ossificazione sono migliorate del 20% rispetto agli impianti trattati con RBM.
- Risposta ossea iniziale in un modello animale di grandi dimensioni (minipig)
- La stabilità iniziale (RT 4 settimane), è migliorata del 48% rispetto agli impianti trattati con RBM
- Ossificazione (contatto osso-impianto, BIC, 4 settimane) è migliorata del 20% rispetto agli impianti trattati con RBM



Superficie di nuova generazione con effetto emostatico e funzione di controllo del pH

- Attivazione della formazione di coaguli di sangue
- Prevenzione dell'assorbimento di carbonio nell'aria
- Stessa rugosità superficiale (R_a 2,0-3,0 μm) come superfici SA
- Superiore bagnabilità del sangue con superficie super-idrofila

Risposta ossea In-vitro e In-vivo

- L'adesione proteica e cellulare è aumentata di 130 volte rispetto alle superfici SA.
- La stabilità iniziale (RT, 4 settimane) è migliorata del 57% rispetto alle superfici SA.
- Superficie che permette tempi di trattamento più brevi

TS

Linea Chirurgica

OSSTEM[®]
IMPLANT

Impianto **TSII SA** CILINDRICO

- Impianto di tipo sommerso con una struttura di connessione esagonale 11° interna
- Perfetto design della filettatura per la realizzazione di una superficie SA ottimale
- Il design del corpo cilindrico consente di regolare facilmente la profondità di inserimento
- Eccellente stabilità iniziale nell'osso morbido, grazie alla filettatura più piccola nella parte superiore.
- Effetto autofilettante
- Torque di inserimento raccomandato: $\leq 40\text{Ncm}$


§ Gli impianti con un diametro di 4,5 mm o superiore sono consigliati per la regione posteriore con un caso singolo.

Per ordinare l'impianto NoMount

Codice prodotto dell'impianto (es: TS2S4010S)


Impianto premontato (Impianto + supporto + vite di copertura)

Per ordinare: **B** + codice prodotto dell'impianto
(es: **B**TS2S4010S)



D Ø3.5


Hex 2.1



TS2M3508S TS2M3510S TS2M3511S TS2M3513S

D Ø4.0

Hex 2.5



TS2S4007S TS2S4008S TS2S4010S TS2S4011S TS2S4013S

D Ø4.5

Hex 2.5



TS2S4507S TS2S4508S TS2S4510S TS2S4511S TS2S4513S

D Ø5.0
Hex 2.5



L	6	7	8.5	10	11.5	13
						
	Corto					
	TS2S5006S	TS2S5007S	TS2S5008S	TS2S5010S	TS2S5011S	TS2S5013S

Il diametro nominale può differire leggermente dal diametro effettivo del prodotto.

Nota Per l'impianto corto è fortemente consigliato un periodo di guarigione sufficiente. Dovrebbe essere utilizzato in combinazione con un altro impianto.

Impianto **TSIII SA** CONICO

- Impianto di tipo sommerso con una struttura di connessione esagonale 11° interna
- Perfetto design della filettatura per la realizzazione di una superficie SA ottimale
- Design del corpo conico
- Effetto altamente autofilettante con spire elicoidali taglienti
- Garantisce un'eccellente stabilità iniziale, necessaria per il carico immediato, anche nell'osso morbido.

Narrow

- Utilizzato in spazi ristretti (cresta stretta)
- Facile compensazione dell'angolo nella parte anteriore
- Compatibile con il mini abutment esistente (non compatibile con viti di copertura, supporti o analoghi da laboratorio)

Ultra-wide

- Utile in un alveolo post-estrattivo nella zona posteriore, in caso di posizionamento immediato o per la sostituzione di un impianto fallito.
 - Design ottimizzato dell'apice
 - Torque di inserimento raccomandato: $\leq 40\text{Ncm}$
- Gli impianti con un diametro di 4,5 mm o superiore sono consigliati per la regione posteriore con un caso singolo.


Per ordinare l'impianto NoMount

Codice prodotto dell'impianto (es: TS2S4010S)

Impianto premontato (Impianto + supporto + vite di copertura)

Per ordinare: **B** + codice prodotto dell'impianto

(es: **B**TS2S4010S)



D Ø3.0
Hex 2.1
Narrow



L	8.5	10	11.5	13
				
	TS3M3008S	TS3M3010S	TS3M3011S	TS3M3013S

D Ø3.5
Hex 2.1



L	8.5	10	11.5	13
				
	TS3M3508S	TS3M3510S	TS3M3511S	TS3M3513S

Il diametro nominale può differire leggermente dal diametro effettivo del prodotto.

Nota Per l'impianto corto è fortemente consigliato un periodo di guarigione sufficiente. Dovrebbe essere utilizzato in combinazione con un altro impianto.

D Ø4.0
Hex 2.5



L	7	7	8.5	10	11.5	13
						
	Extra corto					
	TS3S4006S	TS3S4007S	TS3S4008S	TS3S4010S	TS3S4011S	TS3S4013S

D Ø4.5
Hex 2.5



L	7	7	8.5	10	11.5	13
						
	Extra corto					
	TS3S4506S	TS3S4507S	TS3S4508S	TS3S4510S	TS3S4511S	TS3S4513S

D Ø5.0
Hex 2.5



L	6	6	6	7	8.5	10	11.5	13
								
	Extra corto	Extra corto	Corto					
	TS3S5004S	TS3S5005S	TS3S5006S	TS3S5007S	TS3S5008S	TS3S5010S	TS3S5011S	TS3S5013S

D Ø5.5
Hex 2.5



L	6	7	8.5	10	11.5	13
						
	Corto					
	TS3S5506S	TS3S5507S	TS3S5508S	TS3S5510S	TS3S5511S	TS3S5513S

Ultra-Wide

D Ø6.0
Hex 2.5



L	6	7	8.5	10	11.5	13
						
	Corto					
	TS3S6006S	TS3S6007S	TS3S6008S	TS3S6010S	TS3S6011S	TS3S6013S

D Ø7.0
Hex 2.5



L	6	7	8.5	10	11.5	13
						
	Corto					
	TS3S7006S	TS3S7007S	TS3S7008S	TS3S7010S	TS3S7011S	TS3S7013S

Impianto **TSIII SOI** CONICO


- Impianto di tipo sommerso con una struttura di connessione esagonale 11° interna
- Superficie SA con superiore bagnabilità del sangue, rivestita con sostanza K (HEPES)
- Superficie che induce una rapida formazione di coaguli
- Design del corpo conico con effetto altamente autofilettante con spire elicoidali taglienti
- Garantisce un'eccellente stabilità iniziale, necessaria per il carico immediato, anche nell'osso morbido.

Narrow

- Utilizzato in spazi ristretti (cresta stretta)
- Facile compensazione dell'angolo nella parte anteriore
- Compatibile con il mini abutment esistente (non compatibile con viti di copertura, supporti o analoghi da laboratorio)

Ultra-wide

- Utile in un alveolo estrattivo, in caso di posizionamento post-estrattivo o per la sostituzione di un impianto fallito.
 - Design ottimizzato dell'apice
 - Torque di inserimento raccomandato: $\leq 40\text{Ncm}$
- Gli impianti con un diametro di 4,5 mm o superiore sono consigliati per la regione posteriore con un caso singolo.



Per ordinare l'impianto NoMount

Codice prodotto dell'impianto (es: TS3S4010A)

Impianto premontato (Impianto + supporto + vite di copertura)

Per ordinare: **B** + codice prodotto dell'impianto
(es: **B**TS3S4010A)

D Ø3.0
Hex 2.1
Narrow



L	8.5	10	11.5	13
	TS3M3008A	TS3M3010A	TS3M3011A	TS3M3013A

D Ø3.5
Hex 2.1



L	8.5	10	11.5	13
	TS3M3508A	TS3M3510A	TS3M3511A	TS3M3513A

Il diametro nominale può differire leggermente dal diametro effettivo del prodotto.

Nota Per l'impianto corto è fortemente consigliato un periodo di guarigione sufficiente. Dovrebbe essere utilizzato in combinazione con un altro impianto.

D Ø4.0
Hex 2.5



L	7	7	8.5	10	11.5	13
						
	Extra corto					
	TS3S4006A	TS3S4007A	TS3S4008A	TS3S4010A	TS3S4011A	TS3S4013A

D Ø4.5
Hex 2.5



L	7	7	8.5	10	11.5	13
						
	Extra corto					
	TS3S4506A	TS3S4507A	TS3S4508A	TS3S4510A	TS3S4511A	TS3S4513A

D Ø5.0
Hex 2.5



L	6	6	6	7	8.5	10	11.5	13
								
	Extra corto	Extra corto	Corto					
	TS3S5004A	TS3S5005A	TS3S5006A	TS3S5007A	TS3S5008A	TS3S5010A	TS3S5011A	TS3S5013A

D Ø5.5
Hex 2.5



L	6	7	8.5	10	11.5	13
						
	Corto					
	TS3S5506A	TS3S5507A	TS3S5508A	TS3S5510A	TS3S5511A	TS3S5513A

Ultra-Wide

D Ø6.0
Hex 2.5



L	6	7	8.5	10	11.5	13
						
	Corto					
	TS3S6006A	TS3S6007A	TS3S6008A	TS3S6010A	TS3S6011A	TS3S6013A

D Ø7.0
Hex 2.5



L	6	7	8.5	10	11.5	13
						
	Corto					
	TS3S7006A	TS3S7007A	TS3S7008A	TS3S7010A	TS3S7011A	TS3S7013A

Impianto **TSIV SA** CONICO

- Impianto di tipo sommerso con una struttura di connessione esagonale 11° interna
- Perfetto design della filettatura per la realizzazione di una superficie SA ottimale
- Impianto per il seno mascellare e l'osso morbido
- Eccellente stabilità iniziale nell'osso morbido, grazie alla filettatura più piccola nella parte superiore.
- Effetto autofilettante con spire elicoidali taglienti
- Il design dell'apice consente una maggiore sensibilità durante l'inserimento

Ultra-wide


- Utile in un alveolo estrattivo nella zona posteriore, in caso di posizionamento immediato o per la sostituzione di un impianto fallito.
- Design dell'apice tagliente e arrotondato
- Torque di inserimento raccomandato: $\leq 40\text{Ncm}$
Gli impianti con un diametro di 4,5 mm o superiore sono raccomandati per la zona posteriore con un caso singolo
Per l'impianto TSIV, considerando l'ampio passo della filettatura, si raccomanda di ridurre la velocità di perforazione a 15 giri/min o inferiore per il posizionamento.

Per ordinare l'impianto NoMount

Codice prodotto dell'impianto (es: TS4S4010S)

Impianto premontato (Impianto + supporto + vite di copertura)

Per ordinare: **B** + codice prodotto dell'impianto
(es: **B**TS4S4010S)



D Ø4.0 Passo 0.8

Hex 2.5



L

7

8.5

10

11.5

13



TS4S4007S

TS4S4008S

TS4S4010S

TS4S4011S

TS4S4013S

D Ø4.5 Passo 1.0

Hex 2.5



L

7

8.5

10

11.5

13



TS4S4507S

TS4S4508S

TS4S4510S

TS4S4511S

TS4S4513S

D Ø5.0 Passo 1.2

Hex 2.5



L

7

8.5

10

11.5

13



TS4S5007S

TS4S5008S

TS4S5010S

TS4S5011S

TS4S5013S

Ultra-wide

D Ø6.0

Hex 2.5



L	7	8.5	10	11.5	13
					
	TS4S6007S	TS4S6008S	TS4S6010S	TS4S6011S	TS4S6013S

D Ø7.0

Hex 2.5



L	7	8.5	10	11.5	13
					
	TS4S7007S	TS4S7008S	TS4S7010S	TS4S7011S	TS4S7013S

Mount & Viti

Mount

- Avvitatore esagonale: 1.2
- Torque di serraggio consigliato: 8~10 Ncm
- Confezione: supporto + vite di montaggio

Monouso, non riutilizzare

- C = Connessione

M Mini

R Regular

C

M

Per Ø3.0



TSSM30

M



2017.04
TSSAMM

R



2017.04
TSSAMR

Vite di Chiusura

- Altezza (H) selezionata in base alla profondità di inserimento dell'impianto
- Si deve utilizzare una vite di chiusura dedicata per l'impianto Ø3.0
- Serrare a mano con un avvitatore esagonale 1,2
- P = Piattaforma

M Mini

R Regular

P \ H	0.4	1.4	2.0
M Per Ø3.0	 GSCS30	 GSCS30M	 GSCS30L
M	 GSCS35	 GSCS35M	 GSCS35L
R	 GSCS40S-G	 GSCS40M-G	 GSCS40L-G

Vite di Chiusura GBR

- Per la procedura di rigenerazione ossea guidata (GBR)
- Sostenere gli innesti ossei con un'ampia testa della vite
- Serrare a mano con un avvitatore esagonale 1,2
- P = Piattaforma

M Mini

R Regular

P \ D	Ø6.0	Ø7.0
M	 TSGCS60AM	 TSGCS70AM
R	 TSGCS60AR	 TSGCS70AR

Vite di guarigione


- Il tipo mini (giallo) è utilizzato per impianti di Ø 3,5 o più piccolo.
- Serrare a mano con un avvitatore esagonale da 1,2.

M Mini

R Regular

Tabella corrispondente

Vite di Guarigione	H	3.0	4.0	5.0	7.0
Moncone	G/H	1.0	2.0 ~ 3.0	3.0 ~ 4.0	5.0 and above
Cappetta dell'impronta	Tipo	Corto	Corto	Lungo	Lungo



D \ H	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	9.0
Ø4.0	TSHA403M	TSHA404M	TSHA405M	TSHA406M	TSHA407M	TSHA409M
Ø4.5	TSHA453M	TSHA454M	TSHA455M	TSHA456M	TSHA457M	TSHA459M

D \ H	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	9.0
Ø4.0	TSHA403R	TSHA404R	TSHA405R	TSHA406R	TSHA407R	TSHA409R
Ø4.5	TSHA453R	TSHA454R	TSHA455R	TSHA456R	TSHA457R	TSHA459R
Ø5.0	TSHA503R	TSHA504R	TSHA505R	TSHA506R	TSHA507R	TSHA509R
Ø6.0	TSHA603R	TSHA604R	TSHA605R	TSHA606R	TSHA607R	TSHA609R
Ø7.0	TSHA703R	TSHA704R	TSHA705R	TSHA706R	TSHA707R	TSHA709R
Ø8.0	-	-	TSHA805R	-	-	-

Vite di guarigione customizzata


- Utilizzato quando è necessario un moncone di guarigione a forma di dente.
- Materiale: PEEK di grado medico
- Viene utilizzata una vite in titanio apposita
- Serrare a mano con un driver esagonale 1,2
- Unità in dotazione: abutment + vite Ti
- P = Piattaforma

Codice d'ordine **Moncone + Vite Ti**

Codice prodotto + **TH** (es: TSCHAPR7**TH**)

M Mini

R Regular



P \ H

5.0

7.0

9.0

M

Vite Ti
: GSCHABSM T

TSCHAP**M5**

TSCHAP**M7**

TSCHAP**M9**

R

Vite Ti
: GSCHABSST

TSCHAP**R5**

TSCHAP**R7**

TSCHAP**R9**


TS

Linea Protetica

OSSTEM[®]
IMPLANT

Transfer / Rigid Abutment

Impronta Livello Abutment




Rigid Abutment

- Moncone per la realizzazione di una protesi cementata
- Impronta Livello Moncone
- Ø4.0: serrato con un avvitatore esterno (codice: ORDML/ORDMS)
- Ø4.5/5.0/6.0: serrato con avvitatore esterno o avvitatore esagonale 1.2
- Ø7.0: serrato a mano con un avvitatore esagonale 1,2
- Torque di serraggio consigliato: 30Ncm
- Confezione: moncone + cappetta di protezione

Moncone + cappetta di protezione codice ordine

Codice prodotto + **P** (es: GSRA5620**P**)



D Ø4.0

M

H \ G/H	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
					
4.0	GSRA4410	GSRA4420	GSRA4430	GSRA4440	GSRA4450
5.5	GSRA4610	GSRA4620	GSRA4630	GSRA4640	GSRA4650
7.0	GSRA4710	GSRA4720	GSRA4730	GSRA4740	GSRA4750

D Ø4.5

M

H \ G/H	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
					
4.0	GSRA4411	GSRA4421	GSRA4431	GSRA4441	GSRA4451
5.5	GSRA4611	GSRA4621	GSRA4631	GSRA4641	GSRA4651
7.0	GSRA4711	GSRA4721	GSRA4731	GSRA4741	GSRA4751

Rigid Abutment

D Ø4.0

R

H \ G/H	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
					
4.0	GSRAS4410	GSRAS4420	GSRAS4430	GSRAS4440	GSRAS4450
5.5	GSRAS4610	GSRAS4620	GSRAS4630	GSRAS4640	GSRAS4650
7.0	GSRAS4710	GSRAS4720	GSRAS4730	GSRAS4740	GSRAS4750

D Ø4.5

R

H \ G/H	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
					
4.0	GSRAS4411	GSRAS4421	GSRAS4431	GSRAS4441	GSRAS4451
5.5	GSRAS4611	GSRAS4621	GSRAS4631	GSRAS4641	GSRAS4651
7.0	GSRAS4711	GSRAS4721	GSRAS4731	GSRAS4741	GSRAS4751

D Ø5.0

R

H \ G/H	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
					
4.0	GSRA5410	GSRA5420	GSRA5430	GSRA5440	GSRA5450
5.5	GSRA5610	GSRA5620	GSRA5630	GSRA5640	GSRA5650
7.0	GSRA5710	GSRA5720	GSRA5730	GSRA5740	GSRA5750

D Ø6.0

R

H \ G/H	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
					
4.0	GSRA6410	GSRA6420	GSRA6430	GSRA6440	GSRA6450
5.5	GSRA6610	GSRA6620	GSRA6630	GSRA6640	GSRA6650
7.0	GSRA6710	GSRA6720	GSRA6730	GSRA6740	GSRA6750

D Ø7.0

R

H \ G/H	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
5.5	 GSRA7610	 GSRA7620	 GSRA7630	 GSRA7640	 GSRA7650

Rigid Abutment Componenti

Cappetta di copertura

- Utilizzato per la protezione dei monconi
- Utilizzato come base per una corona temporanea
- Utilizzato per monconi di trasferimento (eccetto Ø4.0)

M Mini

R Regular

D \ H	4.0	5.5	7.0
Ø 4.0 / Ø 4.0			
Ø 4.5 / Ø 4.5	GSRPC441	GSRPC461	GSRPC471
Ø 5.0	GSRPC540	GSRPC560	GSRPC570
Ø 6.0	GSRPC640	GSRPC660	GSRPC670
Ø 7.0	-	GSRPC760	-

Cappetta di retrazione

- Si utilizza per una riproduzione accurata del margine, spostando la gengiva circostante quando si prende l'impronta diretta di un moncone rigido.
- Utilizzato come base per una corona temporanea
- Utilizzato per monconi di trasferimento (eccetto Ø4.0)

M Mini

R Regular

D \ H	4.0	5.5	7.0
Ø 4.0 / Ø 4.0			
Ø 4.5 / Ø 4.5	GSRRC441	GSRRC461	GSRRC471
Ø 5.0	GSRRC540	GSRRC560	GSRRC570
Ø 6.0	GSRRC640	GSRRC660	GSRRC670
Ø 7.0	-	GSRRC760	-

Transfer da impronta

- Componenti per l'impronta
- Consentono la realizzazione di protesi elaborate con l'analogo da laboratorio
- Si utilizza selezionando il colore corrispondente all'altezza del moncone
- Utilizzato per un moncone di trasferimento (eccetto Ø4.0)

M Mini

R Regular

D \ H	4.0	5.5	7.0
Ø 4.0 / Ø 4.0			
Ø 4.5 / Ø 4.5	GSRIC441S	GSRIC461S	GSRIC471S
Ø 5.0	GSRIC540S	GSRIC560S	GSRIC570S
Ø 6.0	GSRIC640S	GSRIC660S	GSRIC670S
Ø 7.0	-	GSRIC760S	-

Moncone calcinabile

- Sostituzione della cappetta in resina prima della ceratura
- Utilizzare come struttura protesica da connettere all'analogo da laboratorio dopo la fusione, rifinire il margine per un corretto adattamento.

M Mini
R Regular

Ø 4.0 / Ø 4.0
Ø 4.5 / Ø 4.5
Ø 5.0
Ø 6.0
Ø 7.0

D \ Tipo

Singolo

Ponte



GSRP400S

GSRP400B

GSRP450S

GSRP450B

GSRP500S

GSRP500B

GSRP600S

GSRP600B

GSRP700S

GSRP700B

Analogo da laboratorio

- Riproduzione del moncone sul modello dopo l'impronta
- Utilizzato connettendosi al transfer per impronte con codice colore

M Mini
R Regular

Ø 4.0 / Ø 4.0
Ø 4.5 / Ø 4.5
Ø 5.0
Ø 6.0
Ø 7.0

D \ H

4.0

5.5

7.0



GSRLA440

GSRLA460

GSRLA470

GSRLA441

GSRLA461

GSRLA471

GSRLA540

GSRLA560

GSRLA570

GSRLA640

GSRLA660

GSRLA670

-

GSRLA760

-

Set di alesatori per finitura


- Utilizzato per rifinire l'interno del manufatto dopo la fusione



FRSC


Consigli d'uso

1. Selezionare la punta del Reamer Tip del diametro corrispondente a quello dell'abutment e inserirla nell'abutment fuso (vedi disegno)
2. Tenere fermo il corpo dell'abutment fuso e ruotare il Reamer Bite con forza
3. Rifinire finché la connessione sia pulita e libera da imperfezioni di fusione



Transfer Abutment

- Moncone per la produzione di protesi cementate/combinare
- Impronta a livello dell'impianto
- L'impronta a livello del moncone può essere ottenuta con un transfer per impronta (eccetto Ø 4,0).
- Serrato a mano con un adattatore esagonale 1.2
- Torque di serraggio consigliato: 20Ncm (mini), 30Ncm (regular)
- Confezione: moncone + vite EbonyGold



Moncone + EbonyGold codice d'ordine
Codice prodotto + **WH** (es: GSTA4621**WH**)

D Ø4.0



vite EbonyGold
: GSABSM

L'impronta a livello
dell'abutment non è
possibile

		H \ G/H	1.0	2.0	3.0	4.0
Hex	5.5	7.0				
			GSTA4612 GSTA4712	GSTA4622 GSTA4722	GSTA4632 GSTA4732	GSTA4642 GSTA4742
	5.5	7.0				
			GSTA4612N GSTA4712N	GSTA4622N GSTA4722N	GSTA4632N GSTA4732N	GSTA4642N GSTA4742N

		H \ G/H	5.0	6.0	7.0
Hex	5.5	7.0			
			GSTA4652 GSTA4752	GSTA4662 GSTA4762	GSTA4672 GSTA4772
	5.5	7.0			
			GSTA4652N GSTA4752N	GSTA4662N GSTA4762N	GSTA4672N GSTA4772N

D Ø4.5



vite EbonyGold
: GSABSM

H \ G/H		1.0	2.0	3.0	4.0
Hex	5.5				
	7.0	GSTA4711	GSTA4721	GSTA4731	GSTA4741
Non-Hex	5.5	GSTA4611N	GSTA4621N	GSTA4631N	GSTA4641N
	7.0	GSTA4711N	GSTA4721N	GSTA4731N	GSTA4741N

H \ G/H		5.0	6.0	7.0
Hex	5.5			
	7.0	GSTA4751	GSTA4761	GSTA4771
Non-Hex	5.5	GSTA4651N	GSTA4661N	GSTA4671N
	7.0	GSTA4751N	GSTA4761N	GSTA4771N

D Ø4.5



vite EbonyGold
: GSABSS

H \ G/H		1.0	2.0	3.0	4.0
Hex	5.5				
	7.0	GSTAS4711	GSTAS4721	GSTAS4731	GSTAS4741
Non-Hex	5.5	GSTAS4611N	GSTAS4621N	GSTAS4631N	GSTAS4641N
	7.0	GSTAS4711N	GSTAS4721N	GSTAS4731N	GSTAS4741N

H \ G/H		5.0	6.0	7.0
Hex	5.5			
	7.0	GSTAS4751	GSTAS4761	GSTAS4771
Non-Hex	5.5	GSTAS4651N	GSTAS4661N	GSTAS4671N
	7.0	GSTAS4751N	GSTAS4761N	GSTAS4771N

Transfer Abutment

D Ø5.0



vite EbonyGold
: GSABSS

H \ G/H		1.0	2.0	3.0	4.0
Hex	4.0				
	5.5	GSTA5410	GSTA5420	GSTA5430	GSTA5440
	7.0	GSTA5610	GSTA5620	GSTA5630	GSTA5640
Non-Hex	4.0	GSTA5710	GSTA5720	GSTA5730	GSTA5740
	5.5	GSTA5410N	GSTA5420N	GSTA5430N	GSTA5440N
	7.0	GSTA5610N	GSTA5620N	GSTA5630N	GSTA5640N
		GSTA5710N	GSTA5720N	GSTA5730N	GSTA5740N

H \ G/H 5.0 6.0 7.0

Hex	4.0			
	5.5	GSTA5450	GSTA5460	GSTA5470
	7.0	GSTA5650	GSTA5660	GSTA5670
Non-Hex	4.0	GSTA5750	GSTA5760	GSTA5770
	5.5	GSTA5450N	GSTA5460N	GSTA5470N
	7.0	GSTA5650N	GSTA5660N	GSTA5670N
		GSTA5750N	GSTA5760N	GSTA5770N

D Ø6.0



vite EbonyGold
: GSABSS

H \ G/H		1.0	2.0	3.0	4.0
Hex	4.0				
	5.5	GSTA6410	GSTA6420	GSTA6430	GSTA6440
	7.0	GSTA6610	GSTA6620	GSTA6630	GSTA6640
Non-Hex	4.0	GSTA6710	GSTA6720	GSTA6730	GSTA6740
	5.5	GSTA6410N	GSTA6420N	GSTA6430N	GSTA6440N
	7.0	GSTA6610N	GSTA6620N	GSTA6630N	GSTA6640N
		GSTA6710N	GSTA6720N	GSTA6730N	GSTA6740N

D Ø6.0



vite EbonyGold
: GSABSS

H \ G/H		5.0	6.0	7.0
				
Hex	4.0	GSTA6450	GSTA6460	GSTA6470
	5.5	GSTA6650	GSTA6660	GSTA6670
	7.0	GSTA6750	GSTA6760	GSTA6770
Non-Hex	4.0	GSTA6450N	GSTA6460N	GSTA6470N
	5.5	GSTA6650N	GSTA6660N	GSTA6670N
	7.0	GSTA6750N	GSTA6760N	GSTA6770N

D Ø7.0



vite EbonyGold
: GSABSS

H \ G/H		1.0	2.0	3.0	4.0
					
Hex	4.0	GSTA7410	GSTA7420	GSTA7430	GSTA7440
	5.5	GSTA7610	GSTA7620	GSTA7630	GSTA7640
Non-Hex	4.0	GSTA7410N	GSTA7420N	GSTA7430N	GSTA7440N
	5.5	GSTA7610N	GSTA7620N	GSTA7630N	GSTA7640N

H \ G/H		5.0	6.0	7.0
				
Hex	4.0	GSTA7450	GSTA7460	GSTA7470
	5.5	GSTA7650	GSTA7660	GSTA7670
Non-Hex	4.0	GSTA7450N	GSTA7460N	GSTA7470N
	5.5	GSTA7650N	GSTA7660N	GSTA7670N

Transfer Abutment Componenti

Transfer per impronta e registrazione del morso

- Componenti per la presa dell'impronta a livello dell'impianto
- La registrazione del morso e la presa dell'impronta possono essere eseguite simultaneamente.
- Lo stesso utilizzo di base del transfer per impronta
- Serrato a mano con l'adattatore per cappette per impronte bite
- Il tipo a vite esagonale viene serrato con un cacciavite esagonale da 1,2 e il tipo a vite a frizione viene serrato con l'adattatore per cappette per impronte bite.

M Mini (Giallo)

R Regular (Verde)



Tipo Vite Esagonale

D \	H	G/H	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
Ø 4.0	4.0		GSBICM4420H	GSBICM4430H	GSBICM4440H	GSBICM4450H	GSBICM4460H
	5.0		GSBICM4520H	GSBICM4530H	GSBICM4540H	GSBICM4550H	GSBICM4560H
	6.0		GSBICM4620H	GSBICM4630H	GSBICM4640H	GSBICM4650H	GSBICM4660H
Ø 4.5	4.0		GSBICR4421H	GSBICR4431H	GSBICR4441H	GSBICR4451H	GSBICR4461H
	5.0		GSBICR4521H	GSBICR4531H	GSBICR4541H	GSBICR4551H	GSBICR4561H
	6.0		GSBICR4621H	GSBICR4631H	GSBICR4641H	GSBICR4651H	GSBICR4661H
Ø 4.5	4.0		GSBICR4421H	GSBICR4431H	GSBICR4441H	GSBICR4451H	GSBICR4461H
	5.0		GSBICR4521H	GSBICR4531H	GSBICR4541H	GSBICR4551H	GSBICR4561H
	6.0		GSBICR4621H	GSBICR4631H	GSBICR4641H	GSBICR4651H	GSBICR4661H
Ø 5.0	4.0		GSBICR5420H	GSBICR5430H	GSBICR5440H	GSBICR5450H	GSBICR5460H
	5.0		GSBICR5520H	GSBICR5530H	GSBICR5540H	GSBICR5550H	GSBICR5560H
	6.0		GSBICR5620H	GSBICR5630H	GSBICR5640H	GSBICR5650H	GSBICR5660H

Adattatore per transfer da registrazione occlusale

Tipo Vite Esagonale

- Utilizzato per il serraggio e l'allentamento del transfer per la registrazione occlusale
- Un adattatore per viti di tipo esagonale



Mini (Giallo)



Regular (Verde)

Tipo

Mini

Regular



OICDMH



OICDRH

Indice di occlusione

- Utilizzato sull'impianto per registrare l'occlusione
- Serrato a mano con un cacciavite esagonale da 1.2.
- Confezione: 2 pz.



Mini



Regular

D \ L

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0



GSBIM4504S

GSBIS5504S



GSBIM4506S

GSBIS5506S



GSBIM4508S

GSBIS5508S



GSBIM4510S

GSBIS5510S



GSBIM4512S

GSBIS5512S

Ø 4.5

Ø 5.5


Transfer Abutment Componenti

Transfer per impronta pick-up

- Componenti per la presa dell'impronta a livello dell'impianto
- Utilizzo di un portaimpronte aperto
- Un design unico per essere fissato in modo stabile all'interno dell'impronta
- Serrare a mano con un cacciavite esagonale 1,2
- Confezione: corpo della cappetta per impronta + perno di guida(*)

M Mini (Giallo)

R Regular (Verde)



D \ L		11		Perno di guida		
		Hex	Non-Hex	0	5.0	9.0
Tipo						
Ø 4.0		GSPIM4011	GSPIM4011N	GSPGPM100	GSPGPM150*	GSPGPM150L
Ø 4.5		GSPIM4511	GSPIM4511N			
Ø 4.0		GSPIS4011	GSPIS4011N			
Ø 4.5		GSPIS4511	GSPIS4511N			
Ø 5.0		GSPIS5011	GSPIS5011N	GSPGPR100	GSPGPR150*	GSPGPR150L
Ø 6.0		GSPIS6011	GSPIS6011N			
Ø 7.0		GSPIS7011	GSPIS7011N			

D \ L		15		Perno di guida		
		Hex	Non-Hex	0	5.0	9.0
Tipo						
Ø 4.0		GSPIM4015	GSPIM4015N	GSPGPM100L	GSPGPM150L*	GSPGPM200L
Ø 4.5		GSPIM4515	GSPIM4515N			
Ø 4.0		GSPIS4015	GSPIS4015N			
Ø 4.5		GSPIS4515	GSPIS4515N			
Ø 5.0		GSPIS5015	GSPIS5015N	GSPGPR100L	GSPGPR150L*	GSPGPR200L
Ø 6.0		GSPIS6015	GSPIS6015N			
Ø 7.0		GSPIS7015	GSPIS7015N			

Transfer per impronta

- Componenti per la presa dell'impronta a livello dell'impianto
- Utilizzo di un portaimpronte chiuso
- Struttura ad arco triangolare per un fissaggio stabile e un riposizionamento preciso
- Serrare a mano con un cacciavite esagonale 1,2
- Confezione:
 - Hex : corpo della cappetta per impronta + perno guida
 - Non-hex: cappetta per impronta



M Mini (Giallo)

R Regular (Verde)

D \ L	11		14	
	Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex
Ø 4.0	GSTIM4011	GSTIM4011N	GSTIM4014	GSTIM4014N
Ø 4.5	GSTIM4511	GSTIM4511N	GSTIM4514	GSTIM4514N
Ø 4.0	GSTIS4011	GSTIS4011N	GSTIS4014	GSTIS4014N
Ø 4.5	GSTIS4511	GSTIS4511N	GSTIS4514	GSTIS4514N
Ø 5.0	GSTIS5011	GSTIS5011N	GSTIS5014	GSTIS5014N
Ø 6.0	GSTIS6011	GSTIS6011N	GSTIS6014	GSTIS6014N
Ø 7.0	GSTIS7011	GSTIS7011N	GSTIS7014	GSTIS7014N

Transfer Abutment Componenti

Vite da Laboratorio

- Vite Lab: per monconi realizzati in laboratorio
- Vite di ceratura: vite con il foro della vite esteso verso l'alto per la realizzazione di protesi avvitata e dime di trasferimento.
- Confezione: vite da laboratorio + vite per ceratura

M Mini

R Regular

Vite Lab

Vite Ceratura

M



GSABSMML



GSABSMW

R



GSABSSL



GSABSSW

Analogo da laboratorio

- Analogo da laboratorio per l'impronta a livello dell'impianto
- Selezionato in base al diametro dell'impianto: Ø3.0/3.5/4.0 o più grande

M Mini

R Regular

M

Per Ø3.0



GSTLA300

M



GSTLA350

R




GSTLA400

OSSTEM[®]
IMPLANT

Transfer / Angolato / FreeForm ST GoldCast / NP-Cast


Impronta a livello dell'impianto



Abutment Angolato

- Moncone per la produzione di protesi cementate/ combinate
- Angolo di compensazione fino a 23°
- Impronta a livello dell'impianto
- Serrato a mano con un cacciavite esagonale 1.2
- Torque di serraggio consigliato: 20Ncm (mini), 30Ncm (regular)
- Confezione: moncone + vite EbonyGold

Abutment + vite EbonyGold codice d'ordine
Codice prodotto + **WH** (es: GSAA5020**AWH**)



D Ø4.0



vite EbonyGold
: GSABSM

G/H Tipo	2.0			4.0		
	Hex A	Hex B	Non-Hex	Hex A	Hex B	Non-Hex
	GSAA4020MA	GSAA4020MB	GSAA4020MN	GSAA4040MA	GSAA4040MB	GSAA4040MN

D Ø4.5



vite EbonyGold
: GSABSM

G/H Tipo	2.0			4.0		
	Hex A	Hex B	Non-Hex	Hex A	Hex B	Non-Hex
	GSAA4520MA	GSAA4520MB	GSAA4520MN	GSAA4540MA	GSAA4540MB	GSAA4540MN

Abutment Angolato

D Ø4.5



Vite EbonyGold
: GSABSS

G/H Tipo	2.0			4.0		
	Hex A	Hex B	Non-Hex	Hex A	Hex B	Non-Hex
	GSAA4520A	GSAA4520B	GSAA4520N	GSAA4540A	GSAA4540B	GSAA4540N

D Ø5.0



Vite EbonyGold
: GSABSS

G/H Tipo	2.0			4.0		
	Hex A	Hex B	Non-Hex	Hex A	Hex B	Non-Hex
	GSAA5020A	GSAA5020B	GSAA5020N	GSAA5040A	GSAA5040B	GSAA5040N

D Ø6.0



Vite EbonyGold
: GSABSS

G/H Tipo	2.0			4.0		
	Hex A	Hex B	Non-Hex	Hex A	Hex B	Non-Hex
	GSAA6020A	GSAA6020B	GSAA6020N	GSAA6040A	GSAA6040B	GSAA6040N

Abutment ST FreeForm

- Moncone per la produzione di protesi cementate/combinare
- Utilizzato per correggere la forma del margine di chiusura del moncone
- Impronta a livello dell'impianto
- Serrato a mano con cacciavite 1.2 esagonale
- Torque di serraggio consigliato: 20Ncm (mini), 30Ncm (regular)
- Confezione: moncone + vite EbonyGold

Moncone + Vite EbonyGold codice d'ordine:
codice prodotto + WH (es.: GSFA5015WH)



D Ø4.0



Vite EbonyGold
: GSABSM

G/H Tipo	1.5		3.0	
	Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex
	GSFAM4015	GSFAM4015N	GSFAM4030	GSFAM4030N

D Ø4.0



Vite EbonyGold
: GSABSS

G/H Tipo	1.5		3.0	
	Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex
	GSFA4015	GSFA4015N	GSFA4030	GSFA4030N

Abutment ST FreeForm

D Ø5.0 (Dritto)



Vite EbonyGold
: GSABSS

G/H	1.5		3.0	
Tipo	Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex
				
	GSFAS5015	GSFAS5015N	GSFAS5030	GSFAS5030N

D Ø5.0



Vite EbonyGold
: GSABSS

G/H	1.5		3.0	
Tipo	Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex
				
	GSFA5015	GSFA5015N	GSFA5030	GSFA5030N

D Ø6.0



Vite EbonyGold
: GSABSS

G/H	1.5		3.0	
Tipo	Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex
				
	GSFA6015	GSFA6015N	GSFA6030	GSFA6030N

D Ø7.0




Vite EbonyGold
: GSABSS

G/H	1.5		3.0	
Tipo	Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex
				
	GSFA7015	GSFA7015N	GSFA7030	GSFA7030N

Abutment GoldCast

- Moncone per la realizzazione di protesi cementate/combinate/avvitate /personalizzate mediante fusione con leghe auree
- Punto di fusione del moncone : 1.400~ 1.450
- Impronta a livello dell'impianto
- Serrato a mano con un cacciavite 1.2 esagonale
- Torque di serraggio consigliato: 20Ncm (mini), 30Ncm (regular)
- Confezione: moncone + vite EbonyGold

Moncone + Vite EbonyGold codice d'ordine:
codice prodotto + **WH** (es.: GSGA4510S**WH**)



D Ø4.0



Vite EbonyGold
: GSABSM

G/H Tipo	1.0		3.0	
	Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex
	GSGA4010S	GSGA4010B	GSGA4030S	GSGA4030B

D Ø4.5




Vite EbonyGold
: GSABSS

G/H Tipo	1.0		3.0	
	Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex
	GSGA4510S	GSGA4510B	GSGA4530S	GSGA4530B

Abutment NP-Cast

- Moncone per la realizzazione di protesi cementate/combinate/avvitate/personalizzate mediante fusione con leghe di metalli non preziosi
- Punto di fusione del moncone: 1400~1550°C
- Impronta a livello dell'impianto
- Serrato a mano con un cacciavite 1.2 esagonale
- Torque di serraggio consigliato: 20Ncm (mini), 30Ncm (regular)
- Confezione: moncone + vite EbonyGold

Moncone + Vite EbonyGold codice d'ordine:
codice prodotto + **WH** (es.: GSNA4510**SWH**)



D Ø4.0



Vite EbonyGold
: GSABSM

G/H Tipo	1.0		3.0	
	Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex
	GSNA4010S	GSNA4010B	GSNA4030S	GSNA4030B

D Ø4.5




Vite EbonyGold
: GSABSS

G/H Tipo	1.0		3.0	
	Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex
	GSNA4510S	GSNA4510B	GSNA4530S	GSNA4530B

OSSTEM[®]
IMPLANT

Provvisorio / Provvisorio immediato


Impronta livello impianto



Moncone provvisorio immediato

- Moncone per la produzione di protesi provvisorie cementate / avvitate
- Utilizzato per la produzione di protesi provvisorie per un carico immediato
- Serrato a mano con un cacciavite 1.2 esagonale
- Torque di serraggio consigliato: 20Ncm (mini/ regular)
- Unità in dotazione: abutment + vite Ti

Moncone + Vite Ti codice d'ordine:
codice prodotto + **TH** (es.: TSQTA5550**TH**)



2015.03

D Ø4.0



Vite Ti
: GSABSM T

G/H Tipo	1.5		5.0	
	Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex
				
	TSQTA 4015M	TSQTA 4015MN	TSQTA 4050M	TSQTA 4050MN

D Ø4.5



Vite Ti
: GSABSM T

G/H Tipo	1.5		5.0	
	Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex
				
			TSQTA 4550	TSQTA 4550N

Moncone provvisorio immediato

2015.03

D Ø4.5



Vite Ti
: GSABSST

G/H Tipo	1.5		5.0	
	Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex
				
	TSQTA4515R	TSQTA4515RN	TSQTA4550R	TSQTA4550RN

D Ø5.5




Vite Ti
: GSABSST

G/H Tipo	1.5		5.0	
	Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex
	-	-		
	-	-	TSQTA5550	TSQTA5550N

Moncone provvisorio Ti

- Moncone per la produzione di protesi provvisorie cementate / avvitate
- Impronta a livello dell'impianto
- Serrato a mano con un cacciavite 1.2 esagonale
- Torque di serraggio consigliato: 20Ncm (mini/ regular)
- Confezione: moncone + vite Ti

Moncone + Vite Ti codice d'ordine:
codice prodotto + **TH** (es.: GSTTA4510**TH**)



D Ø4.0



Vite Ti
: GSABSM T

G/H Tipo	1.0		3.0	
	Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex
	GSTTA4010	GSTTA4010N	GSTTA4030	GSTTA4030N

D Ø4.5




Vite Ti
: GSABSST

G/H Tipo	1.0		3.0	
	Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex
	GSTTA4510	GSTTA4510N	GSTTA4530	GSTTA4530N

Multi/Multi Angolato


Impronta Livello moncone



Multi Abutment

- Utilizzato per la produzione di protesi avvitata in casi multipli
- Componenti protesici uguali alla linea US esthetic low (cilindro regolare/non esagonale)
- Utilizzare un adattatore esterno dedicato (codice MAOD)
- Torque di serraggio consigliato: 30Ncm (mini/ regular)
- Confezione: moncone + supporto

Moncone + supporto codice d'ordine:
 codice prodotto + **P** (es.: TSMA5030**P**)



D Ø4.8



G/H	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
	TSMA5010M	TSMA5020M	TSMA5030M	TSMA5040M	TSMA5050M

D Ø4.8



G/H	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
	TSMA5010	TSMA5020	TSMA5030	TSMA5040	TSMA5050

Multi Abutment Componenti

Avvitatore esterno multi abutment



MAOD

Avvitatore da contrangolo per multi abutment



MAMD

Multi Abutment Cilindro NP-Cast

- Utilizzato per la produzione di protesi avvitate
- Utilizzato per protesi personalizzate mediante fusione con lega di metalli non preziosi
- Temperatura di fusione del cilindro: 1400~1550°C
- Serrato a mano con un cacciavite 1.2 esagonale
- Torque di serraggio consigliato: 20Ncm
- Confezione: cilindro + vite cilindrica Ti
- È possibile utilizzare un multi abutment angolare (Non-Hex).

Moncone + Vite Ti codice d'ordine:
 codice prodotto + TH (es.: TSMN500TH)



Vite Ti
 : MTS200

D	Tipo	Hex	Non-Hex
			
		TSMN500	TSMN500N

Cilindro Multi combinazione

- Utilizzato per la produzione di protesi combinate.
- Serrato a mano con un cacciavite 1.2 esagonale
- Torque di serraggio consigliato: 20Ncm
- Confezione: cilindro + vite cilindrica Ti
- È possibile utilizzare un multi abutment angolare (Non-Hex).

Moncone + Vite Ti codice d'ordine:
 codice prodotto + **TH** (es.: TSMC500**TH**)

M

Mini

R

Regular

Vite Ti
 : MTS200

D \ Tipo	Hex	Non-Hex
	 TSMC 500	 TSMC 500N

Esthetic-low Abutment Componenti

Cappetta di guarigione

- Serrare con cacciavite manuale 1.2 esagonale



D \ H	6.0
Ø 4.8 / Ø 4.8	MHCR100
Ø 5.5 / Ø 5.5 PS	MHCW100



Cilindro sovralfondibile


- Utilizzato per la realizzazione di protesi personalizzate mediante fusione con leghe d'oro
- Temperatura di fusione: 1,400~1,450°C
- Serrato con un cacciavite esagonale 1,2
- Torque di serraggio consigliato: 20Ncm
- Confezionamento: cilindro + vite cilindro Ti

Cilindro + Vite Ti codice d'ordine
: codice prodotto + **TH** (ex : MGR200**TH**)



D \ Tipo	Hex	Non-Hex
Ø 4.8 / Ø 4.8	MGR200	MGR100
Ø 5.5 / Ø 5.5 PS	MGW200	MGW100

Ti screw
: MTS200 (Ø 4.8 / Ø 4.8)
: WTS200 (Ø 5.5 / Ø 5.5PS)



Cilindro calcinabile


- Utilizzato per la realizzazione di protesi personalizzate mediante fusione con leghe non preziose
- Serrato con un cacciavite esagonale 1,2
- Torque di serraggio consigliato: 20Ncm
- Confezionamento: cilindro + vite cilindro Ti

Cilindro + Vite Ti codice d'ordine
: codice prodotto + **H** (ex : MEPR200**TH**)



D \ Tipo	Hex	Non-Hex
Ø 4.8 / Ø 4.8	MEPR200	MEPR100
Ø 5.5 / Ø 5.5 PS	MEPW200	MEPW100

Ti screw
: MTS200 (Ø 4.8 / Ø 4.8)
: WTS200 (Ø 5.5 / Ø 5.5PS)



Cilindro provvisorio

Tipo Standard

- Utilizzato per la realizzazione di protesi provvisorie (Ti Gr-3)
- Serrato con un cacciavite esagonale 1,2
- Torque di serraggio consigliato: 20Ncm
- Confezionamento: cilindro + vite cilindro Ti


Cilindro + Vite Ti codice d'ordine

: codice prodotto + **TH** (ex : MTR200**TH**)

M Mini

R Regular

W Wide

D \ Tipo	Hex	Non-Hex
		
	MTR200	MTR100
	MTW200	MTW100
	Ø 4.8 / Ø 4.8 Ø 5.5 / Ø 5.5 PS Ti screw : MTS200 (Ø 4.8 / Ø 4.8) : WTS200 (Ø 5.5 / Ø 5.5PS)	

Tipo Narrow

- Utilizzato per la realizzazione di protesi provvisorie (Ti Gr-3)
- Consigliato per spazi più stretti rispetto al tipo Standard
- Serrato con un cacciavite esagonale 1,2
- Torque di serraggio consigliato: 20Ncm
- Confezionamento: cilindro + vite cilindro Ti


Cilindro + Vite Ti codice d'ordine

: codice prodotto + **TH** (ex : NMTR200**TH**)

M Mini

R Regular

W Wide

D \ Tipo	Hex	Non-Hex
		
	NMTR200	NMTR100
	NMTW200	NMTW100
	Ø 4.8 / Ø 4.8 Ø 5.5 / Ø 5.5 PS Ti screw : MTS200 (Ø 4.8 / Ø 4.8) : WTS200 (Ø 5.5 / Ø 5.5PS)	

Esthetic-low Abutment Componenti


Transfer da impronta Pick-Up

- Componenti per la presa d'impronta a livello dell'impianto
- Serrato a mano con un cacciavite esagonale 1,2
- Unità di confezionamento: corpo della cappetta per impronta + perno guida (*)

M Mini

R Regular

W Wide



D \ L			Guide Pin			
	Hex	Non-Hex	5	10	12	15
						
	MSR200	MSR100	GP100	GP150*	GP170	GP200
	MSW200	MSW100	GPW100	GPW150*	-	-
	Ø 4.8 / Ø 4.8 Ø 5.5 / Ø 5.5 _{PS}					

Transfer da impronta

- Serrato a mano

M Mini

R Regular

W Wide

D \ H	8.0
	
	MTTR100
	MTTW100
	Ø 4.8 / Ø 4.8 Ø 5.5 / Ø 5.5 _{PS}

Analogo da laboratorio

- -Serrato a mano con un cacciavite esagonale 1,2

M Mini

R Regular

W Wide

D	
	
	MERR300
	MERW300
	Ø 4.8 / Ø 4.8 Ø 5.5 / Ø 5.5 _{PS}

Protezione per rifinitura

- Protezione dell'articolazione durante la procedura di lucidatura dopo la realizzazione di una protesi con cilindro sovrappondibile/calcinabile
- Serrato a mano con un cacciavite esagonale 1,2

M Mini

R Regular

W Wide

D

Ø 4.8 / Ø 4.8
Ø 5.5 / Ø 5.5 PS




MPCR100

MPCW100

Abutment Multi Angolato

- Utilizzato per la produzione di protesi avvitata in casi multipli.
- La stessa piattaforma dell'abutment multiplo
- Angolo di compensazione fino a 108°.
- Componenti protesici uguali alla linea US esthetic low (cilindro regolare/non esagonale)
- Utilizzo di viti per monconi dedicate
- Serrato a mano con un cacciavite 1.2 esagonale
- Torque di serraggio consigliato: 20Ncm (mini), 30Ncm (regular)
- Confezione: moncone + vite EbonyGold

Moncone + Vite EbonyGold + Carrier codice d'ordine:
codice prodotto + **WH** (es.: GS17MAS4840**WH**)



D Ø4.8



Vite EbonyGold
: GSMABSM

Angolo \ G/H	2.5	3.0	4.0
17°	 GS17MAM4820	 GS17MAM4830	 GS17MAM4840

Angolo \ G/H	3.5	4.0	5.0
30°	 GS30MAM4830	 GS30MAM4840	 GS30MAM4850

D Ø4.8



Vite EbonyGold
: GSMABSS

Angolo \ G/H	2.5	3.0	4.0	5.0
17°	 GS17MAS4820	 GS17MAS4830	 GS17MAS4840	 GS17MAS4850


Angolo \ G/H	3.5	4.0	5.0
30°	 GS30MAS4830	 GS30MAS4840	 GS30MAS4850

TS Multi Ti Base

- Utilizzato per la produzione di protesi combinate in TS multi abutment.
- Utilizzato in connessione con il corpo TS multi scan
- Impronta a livello moncone
- Solamente tipo non esagonale
- Serrato a mano con un cacciavite 1.2 esagonale
- Torque di serraggio consigliato: 20Ncm
- Confezione: Base in Ti + vite base in Ti

Ti base + Vite Ti codice d'ordine:

codice prodotto + **TH** (es.: TSMTB405G**TH**)



H \ Degree(θ)

5°

10°

4



TSMTB0405G



TSMTB0410G

6



TSMTB0605G

Corpo TS Multi Scan


- Utilizzato per il collegamento al multi abutment TS per la scansione orale.
- Utilizzato per tipo non esagonale
- Serrare a mano con un cacciavite esagonale 1,2



TSMSCB

Abutment Convertibile


Impronta Livello moncone



Abutment Convertibile

- Utilizzato per la produzione di protesi combinate/avvitate in casi multipli.
- Angolo di compensazione fino a 60°.
- Serrato con un adattatore esterno dedicato
 - Ø 4,0: o-ring abutment (codice: AORD)
 - Ø 5.0/6.0: octa abutment (codice: ODSL /ODSS)
- Torque di serraggio consigliato: 30Ncm (mini/ regular)
- Confezione: moncone + supporto

Moncone + supporto codice d'ordine:
 codice prodotto + **P** (es.: GSCA5030**P**)



D Ø4.0



G/H	1.0	2.0	3.0	4.0
				
	GSCA4010	GSCA4020	GSCA4030	GSCA4040

D Ø4.0



G/H	1.0	2.0	3.0	4.0
				
	GSCAS4010	GSCAS4020	GSCAS4030	GSCAS4040

Abutment Convertibile

D Ø5.0



G/H	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
					
	GSCA5010	GSCA5020	GSCA5030	GSCA5040	GSCA5050

D Ø6.0



G/H	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
					
	GSCA6010	GSCA6020	GSCA6030	GSCA6040	GSCA6050

Abutment Convertibile Componenti

Cilindro Convertibile combinato

- Utilizzato per la produzione di protesi combinate
- Serrato a mano con un cacciavite 1.2 esagonale
- Torque di serraggio consigliato: 20Ncm
- Confezione: cilindro + vite cilindro EbonyGold

Moncone + Vite EbonyGold codice d'ordine:
codice prodotto + **WH** (es.: GSCC5070**WH**)



D \ H	7.0			
Tipo	Hex	Non-Hex	Octa	
				
Ø 4.0 / Ø 4.0	GSCC4070T	GSCC4070TN	-	
Ø 5.0	-	-	GSCC5070T	
Ø 6.0	-	-	GSCC6070T	

Vite EbonyGold

: GSFSM (Ø 4.0 / Ø 4.0)

: GSFSR (Ø 5.0 / Ø 6.0)

Cilindro Convertibile angolato

- Utilizzato per la produzione di protesi combinate
- Angolo di compensazione fino a 17°.
- Serrato a mano con un cacciavite 1.2 esagonale
- Torque di serraggio consigliato: 20Ncm
- Confezione: cilindro + vite cilindro EbonyGold

Moncone + Vite EbonyGold codice d'ordine:
codice prodotto + **WH** (es.: GSAC5080**WH**)



D \ H	8.0		
Tipo	Hex	Non-Hex	Octa
			
Ø 4.0 / Ø 4.0	GSAC4080T	GSAC4080TN	-
Ø 5.0	-	-	GSAC5080T
Ø 6.0	-	-	GSAC6080T

Vite EbonyGold
: GSFSM (Ø 4.0 / Ø 4.0)
: GSFSR (Ø 5.0 / Ø 6.0)

Cilindro Convertibile sovralfondibile

- Utilizzato per la produzione di protesi avvitate
- Utilizzato per protesi personalizzate mediante la fusione con leghe d'oro
- Temperatura di fusione del cilindro: 1,400~1,450°C
- Serrato a mano con un cacciavite 1.2 esagonale
- Cop
- Torque di serraggio consigliato: 20Ncm
- Confezione: cilindro + vite cilindro EbonyGold

Moncone + Vite EbonyGold codice d'ordine:
codice prodotto + **WH** (es.: GSGC500**WH**)



D \ H	12			
	Tipo	Hex	Non-Hex	Octa
				 
Ø 4.0 / Ø 4.0		GSGC400	GSGC400N	-
Ø 5.0		-	-	GSGC500
Ø 6.0		-	-	GSGC600

Vite EbonyGold
: GSFSM (Ø 4.0 / Ø 4.0)
: GSFSR (Ø 5.0 / Ø 6.0)

Abutment Convertibile Componenti

Cilindro Provvisorio Convertibile

- Utilizzato per la produzione di protesi temporanee (Ti Gr-3)
- Serrato a mano con un cacciavite 1.2 esagonale
- Torque di serraggio consigliato: 20Ncm
- Confezione: cilindro + vite cilindricaTi

Moncone + Vite Ti codice d'ordine:
codice prodotto + **TH** (es.: GSCTC500**TH**)

M Mini

R Regular

D \ H	Tipo	12		
		Hex	Non-Hex	Octa
				
				
Ø 4.0 / Ø 4.0		GSCTC400T	GSCTC400NT	-
Ø 5.0		-	-	GSCTC500T
Ø 6.0		-	-	GSCTC600T
Vite Ti : GSFSMT (Ø 4.0 / Ø 4.0) : GSFSRT (Ø 5.0 / Ø 6.0)				

Cilindro Convertibile calcinabile

- Utilizzato per la produzione di protesi avvitare
- Utilizzato per protesi personalizzate mediante leghe di metalli non preziosi
- Serrato a mano con un cacciavite 1.2 esagonale
- Torque di serraggio consigliato: 20Ncm
- Confezione: cilindro + vite cilindro EbonyGold

Moncone + Vite EbonyGold codice d'ordine:
codice prodotto + **WH** (es.: GSCPL500**WH**)

M Mini

R Regular

D \ H	Tipo	12		
		Hex	Non-Hex	Octa
				
				
Ø 4.0 / Ø 4.0		GSCPL400	GSCPL400N	-
Ø 5.0		-	-	GSCPL500
Ø 6.0		-	-	GSCPL600
Vite EbonyGold : GSFSM (Ø 4.0 / Ø 4.0) : GSFSR (Ø 5.0 / Ø 6.0)				

Transfer per impronta pick-up

- Per la presa dell'impronta a livello dell'impianto
- Transfer d'impronta pick up per abutment convertibile
- Serrare a mano con un cacciavite esagonale 1,2
- Confezione: Transfer per impronta + perno di guida(*)

M Mini

R Regular



D \ L

Perno di guida
0 5.0



Ø 4.0 / Ø 4.0
Ø 5.0
Ø 6.0

GSPIC400 (Hex / Giallo)
GSPIC500 (Octa / Argento)
GSPIC600 (Octa / Blu)

GSCGP400S GSCGP400L*
GSCGP500S GSCGP500L*

Transfer per impronta

- Transfer per abutment convertibile
- Serrare a mano con un cacciavite esagonale 1,2
- Confezione: corpo della cappetta per impronta + perno di guida

M Mini

R Regular

Ø 4.0 / Ø 4.0
Ø 5.0
Ø 6.0



GSTIC400 (Hex / Giallo)
GSTIC500 (Octa / Argento)
GSTIC600 (Octa / Blu)

D

Abutment Convertibile Componenti

Cuffia di protezione Convertibile

- Serrare a mano con un cacciavite esagonale 1,2
- Confezione: cuffia di protezione + vite EbonyGold

Moncone + Vite EbonyGold codice d'ordine:
codice prodotto + **WH** (es.: GSCHC500**WH**)

M Mini

R Regular

Ø 4.0 / Ø 4.0
Ø 5.0
Ø 6.0

Vite EbonyGold
: GSFSM (Ø 4.0 / Ø 4.0)
: GSFSR (Ø 5.0 / Ø 6.0)

D



GSCHC 400 (Hex)	-	-
-	GSCHC 500 (Non-octa)	-
-	-	GSCHC 600 (Non-octa)

Analogo da laboratorio Convertibile

- Serrare a mano con un cacciavite esagonale 1,2

M Mini

R Regular

Ø 4.0 / Ø 4.0
Ø 5.0
Ø 6.0

D



GSCLA 400 (Hex)	-	-
-	GSCLA 500 (Octa)	-
-	-	GSCLA 600 (Octa)

Protezione della rifinitura

- Protezione delle arcate durante il processo di lucidatura dopo la produzione di una protesi con un Cilindro Convertibile GoldCast/calcinabile
- Serrato a mano con un cacciavite esagonale da 1.2.

M Mini

R Regular

Ø 4.0 / Ø 4.0
Ø 5.0
Ø 6.0

D




GSCPC 400 (Hex)	-	-
-	GSCPC 500 (Octa)	-
-	-	GSCPC 600 (Octa)

OSSTEM[®]
IMPLANT


68

68



Port Abutment

- Angolo di posizionamento compensato fino a 40°
- Dimensione verticale inferiore di 1,5 mm, costruzione di vari attacchi con fissaggio stabile
- Serrato con un adattatore esterno dedicato (codice: TWLDLK/TWLDLSK)
- Torque di serraggio consigliato: 30Ncm



D Ø3.7

M

G/H	1.0	2.0	3.0	4.0
				
	TSPTA3510M	TSPTA3520M	TSPTA3530M	TSPTA3540M
G/H	5.0	6.0	7.0	
				
	TSPTA3550M	TSPTA3560M	TSPTA3570M	

D Ø3.7

R

G/H	1.0	2.0	3.0	4.0
				
	TSPTA4010R	TSPTA4020R	TSPTA4030R	TSPTA4040R
G/H	5.0	6.0	7.0	
				
	TSPTA4050R	TSPTA4060R	TSPTA4070R	

Port Abutment Componenti

Port kit di connessione

- Componenti:
 - Distanziatore di blocco
 - Connettore da laboratorio nero
 - Connettore di ricambio blu/rosa/bianco
- Si utilizza selezionando il connettore con una forza di ritenzione adeguata a ogni caso
- Utilizzare un Locator Core Tool per la sostituzione del connettore
- Confezione: 1 set



PTCMK

Port connettore di ricambio

- Forza di ritenzione: Circa 6N
- Angolo di posizionamento compensato fino a 20°
- Confezione: 4 pz.



PTCM06S

- Forza di ritenzione: Circa 12N
- Angolo di posizionamento compensato fino a 20°
- Confezione: 4 pz.



PTCM12S

- Forza di ritenzione: Circa 22N
- Angolo di posizionamento compensato fino a 20°
- Unità in dotazione: Confezione: 4 pz.



PTCM22S

Port connettore di ricambio polivalente

- Forza di ritenzione: Circa 6N
- Angolo di posizionamento compensato fino a 20~ 40°
- Confezione: 4 pz.



PTCEM06S

- Forza di ritenzione: Circa 12N
- Angolo di posizionamento compensato fino a 20~ 40°
- Confezione: 4 pz.



PTCEM12S

Port connettore di lavorazione

- Maschio utilizzato solo nel processo di realizzazione della protesi
- Confezione: 4 pz.



PTCPMS

Port Cappuccio

- Viene fissato alla protesi dentaria
- Confezione: 1 pz.



PTCMC

Port Distanziatori di blocco

- Si usa per sigillare lo spazio tra il moncone e il cappuccio della protesi nella cavità orale.
- Confezione: 20 pz.



PTCSS

Port Cappetta di impronta

- Cappetta per impronta pick up per il moncone Locator
- Utilizzo di un portaimpronte chiuso
- Confezione: Cappetta d'impronta + Provvisorio: 1set



PTCIC

Port Analogo da laboratorio

- Analogo da laboratorio per l'abutment Locator
- Confezione: 1 pz.




PTCLA40

Port Abutment Angolato

- Utilizzato per la compensazione dell'angolo di posizionamento nell'overdenture.
- Impronta livello moncone
- Angolo di posizionamento compensato fino a 60°
- Serrato a mano con un driver 1.2 esagonale
- Torque di serraggio consigliato: 20Ncm (mini), 30Ncm (regular)
- Unità in dotazione: abutment + vite EbonyGold

Moncone + Vite EbonyGold codice d'ordine:
 codice prodotto + **WH** (es.: TS30PA455R**WH**)



D Ø4.6



Vite EbonyGold
 : GSMABSM

Angolo \ G/H	4.0	5.0
10°	 TS10PA454M	 TS10PA455M
17°	 TS17PA454M	 TS17PA455M
30°	 TS30PA454M	 TS30PA455M

D Ø4.6



Vite EbonyGold
: GSMABSS

Angolo	G/H	4.0	5.0
10°		 TS10PA454R	 TS10PA455R

Angolo	G/H	4.0	5.0
17°		 TS17PA454R	 TS17PA455R

Angolo	G/H	4.0	5.0
30°		 TS30PA454R	 TS30PA455R

Port Abutment Angolato Componenti

Port Abutment Angolato Testa di connessione

- La parte della testa è collegata all'abutment angolato Port
- Torque di serraggio consigliato: 20Ncm
- Unità in dotazione: testa dell'abutment + carrier



PTAAH450P

Locator® R-Tx Abutment

- Abutment per overdenture
- Angolo di posizionamento dell'impianto compensato fino a 60°, rispetto a quello del locator (40°).
- La resistenza all'usura è migliorata del 26% grazie all'applicazione di rivestimenti DuraTec con eccellente resistenza all'usura
- Serrato con un driver esagonale 1.2
- Miglioramento della forza di ritenzione della cappetta della protesi con la struttura a doppia ritenzione
- Componenti all-in-one:
 - Inserto di ritenzione (4 tipi) / Cappetta per protesi dentaria / Distanziatore di blocco



D Ø3.5

M

SET All-in-one
Un abutment
monocomponente

G/H 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0



TSRL3510MA TSRL3520MA TSRL3530MA TSRL3540MA TSRL3550MA TSRL3560MA
TSRL3510M TSRL3520M TSRL3530M TSRL3540M TSRL3550M TSRL3560M

D Ø4.0

R

SET All-in-one
Un abutment
monocomponente

G/H 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0



TSRL4010SA TSRL4020SA TSRL4030SA TSRL4040SA TSRL4050SA TSRL4060SA
TSRL4010S TSRL4020S TSRL4030S TSRL4040S TSRL4050S TSRL4060S

Locator® R-Tx Abutment

Inserto a ritenzione zero

- Angolo di posizionamento compensato fino a 30°
- Confezione: 4 pz.



RLRMZS

Inserto a ritenzione bassa

- Angolo di posizionamento compensato fino a 30°
- Confezione: 4 pz.



RLRLMS

Inserto a ritenzione media

- Angolo di posizionamento compensato fino a 30°
- Confezione: 4 pz.



RLRLMS

Inserto a ritenzione elevata

- Angolo di posizionamento compensato fino a 30°
- Confezione: 4 pz.



RLRLMS

Inserto di lavorazione

- Utilizzato solo nel processo di realizzazione della protesi
- Confezione: 4 pz.



RLPS

Tappo di connessione alla protesi dentaria

- Un alloggiamento che si unisce all'inserto di ritenzione per il fissaggio alla protesi.
- Confezione: 4 pz.



RLPAS

Distanziatore di blocco

- Si usa per sigillare lo spazio tra l'abutment e la cappetta della protesi
- Confezione: 20 pz.



LBSS

Distanziatore di lavorazione

- Si usa per fissare lo spazio nella protesi per il pick-up alla poltrona.
- Confezione: 4 pz.



RLSS

Cappetta dell'impronta

- Cappetta di presa d'impronta per il Locator R-Tx
- Utilizzo di un portaimpronte chiuso
- Confezione: 4 pz.



RLICS

Analogo da Laboratorio

- Analogo da laboratorio per il Locator R-Tx
- Confezione: 4 pz.



Ø3.35

RLAL33S



Ø4.0

RLAL40S



Ø5.0

RLAL50S

Strumento di inserzione maschio R-Tx


- Si usa per posizionare e rimuovere il maschio di ritenzione nella cappetta della protesi.
- L'inseritore viene girato per essere collegato all'impugnatura



RLRIT

Locator® Abutment

- Abutment Locator per moncone TS di Zest Dental Solutions
- Angolo di posizionamento compensato fino a 40°
- Dimensione verticale inferiore di 1,5 mm, costruzione di vari attacchi con fissaggio stabile
- Serrato con un avvitatore esterno dedicato (codice: TWLDLK/TWLDLSK)
- Torque di serraggio consigliato: 30Ncm



D Ø3.7

M

G/H	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
					
	HGLCA3510M	HGLCA3520M	HGLCA3530M	HGLCA3540M	HGLCA3550M

D Ø3.7

R

G/H	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
					
	HGLCA4010S	HGLCA4020S	HGLCA4030S	HGLCA4040S	HGLCA4050S

Locator® Abutment Componenti

Locator® Kit di connessione

- Componenti:
 - Distanziatore di blocco / cappuccio per protesi / connettore da lavorazione nero
 - Connettori di ricambio blu/rosa/trasparenti
- Si utilizza selezionando il connettore con una forza di ritenzione adeguata per ogni caso.
- Utilizzare un Locator Core Tool per la sostituzione del connettore
- Confezione: 2 pz.



Locator® Connettori di ricambio

- Forza di ritenzione: Circa 6N
- Angolo di posizionamento compensato fino a 20°
- Confezione: 4 pz.



- Forza di ritenzione: Circa 12N
- Angolo di posizionamento compensato fino a 20°
- Confezione: 4 pz.




- Forza di ritenzione: Circa 22N
- Angolo di posizionamento compensato fino a 20°
- Confezione: 4 pz.



Locator® Connettori di ricambio

- Forza di ritenzione: Circa 6N
- Angolo di posizionamento compensato fino a 20~ 40°
- Confezione: 4 pz.



- Forza di ritenzione: Circa 12N
- Angolo di posizionamento compensato fino a 20~ 40°
- Confezione: 4 pz.



Locator® Abutment Componenti

Locator® Connettore Nero

- Connettore da laboratorio
- Confezione: 4 pz.



LBPS

Locator® Spaziatori di blocco

- Si usa per sigillare lo spazio tra l'abutment e la cappetta della protesi
- Confezione: 20 pz.



LBSS

Locator® Coppetta da impronta

- Coppetta per impronta pick up
- Utilizzo di un portaimpronte chiuso
- Confezione: Coppetta d'impronta + Provvisorio 1set



LICS

Locator® Analogo da laboratorio

- Analogo da laboratorio
- Confezione: 2 pz.



LAL40S

Locator® Strumento di base

- Utilizzato per posizionare e rimuovere i connettori di ritenzione.
- Separato in tre pezzi e utilizzato come avvitatore manuale per il moncone Locator



LCCT

Locator® Avvitatore

- Avvitatore per Abutment Locator

Tipo

Short

Lungo




TWLDSK



TWLDLK

Stud Abutment

- Moncone per overdenture con attacco o-ring
- Angolo di posizionamento compensato fino a 20°
- Si stringe con un avvitatore esterno dedicato (misura piccola: STAOD / misura normale : AORD)
- Torque di serraggio consigliato: 30Ncm (mini/ regular)
- Diametro della testa sferica
 - Piccola dimensione : Ø 1.7 (H 2.5mm)
 - Dimensione normale: Ø 2.25 (H 3.4mm)



D Ø3.5

M

	G/H	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
							
Piccola dimensione		GSST3510M	GSST3520M	GSST3530M	GSST3540M	GSST3550M	GSST3560M
Dimensione normale		GSSAM3510	GSSAM3520	GSSAM3530	GSSAM3540	GSSAM3550	GSSAM3560

D Ø3.5

R

	G/H	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
							
Piccola dimensione		GSST3510R	GSST3520R	GSST3530R	GSST3540R	GSST3550R	GSST3560R
Dimensione normale		GSSA3510	GSSA3520	GSSA3530	GSSA3540	GSSA3550	GSSA3560

Stud Abutment Componenti

Set Cappuccio ritentivo O-ring

- Cappuccio per Stud abutment
- O-ring da posizionare nel cappuccio di metallo
- Confezione: cappuccio ritentivo + o-ring



RCS01



RCS02
(Piccola
dimensione)

Set ritentivo O-ring

- Utilizzato quando la dimensione verticale è più corta
- Confezione: cappuccio metallo + o-ring



RS01

Set O-ring

- Confezione: o-ring x 5 pz.



OAON01S



OAON02S
(Piccola dimensione)

Analogo da laboratorio

- Analogo da laboratorio per Stud Abutment



OAL



OAL02
(Piccola dimensione)

OneSeal

OneSeal


- Dispositivi medici monouso per il riempimento interno del moncone
- Tagliato alla lunghezza richiesta a seconda dell'utilizzo (silicone medicale)
- Confezione: 5 pz.
- KS / TS Mini : TSSE2250S
- TS Regular, US Mini : TSSE2350S
- SS Regular, US Regular : SSSE2650S
- US Wide : USSE3050S

H \ D	Ø2.20	Ø2.35	Ø2.65	Ø3.00
Tipo			Lungo	
				
50	TSSE2250S	TSSE2350S	SSSE2650S	USSE3050S

TS Abutment Selector Kit

- Componente aggiuntivo che consente di determinare le caratteristiche del moncone finale richiesto.
- Solo per abutment Rigid, Transfer e Angolato
- La combinazione di anelli PSU consente il serraggio e la rimozione manuale
- Foro per prevenire la caduta nel cavo orale

M Mini (Giallo)
R Regular (Verde)



KIT TS Abutment Selection

- Codice Ordine : TSKCA
- Componenti : KIT comprendente l'intera gamma

Tipo Dritto (componentistica non vendibile separatamente)




Tipo Angolato (componentistica non vendibile separatamente)



Surgical Instruments

Avvitatore manuale esagonale 1.2

- Manual driver
- Tip holding feature (except internal hex type)
- Internal hex type length: 11




1.2 hex

L \ Type	0.5 Slot	0.9 Hex	1.2 Hex	2.0 Int.Hex	2.7 Int.Hex
Ex.Short (8)	-	-	AHD12MSH	-	-
Short (13)	-	-	AHD12SH	-	-
Middle (15)	-	-	AHD12MH	-	-
Long (18)	-	-	AHD12LH	-	-
Ex.Long (25)	-	-	AHD12EH	-	-

Avvitatore esagonale 1.2


- Da utilizzare con la chiave dinamometrica
- Attenersi al torque di serraggio raccomandato
- Rischio di frattura in caso di montaggio inadeguato
- È necessario esercitare il torque con l'avvitatore in posizione verticale (senza inclinarlo).
- Assicurarsi di sostituire le punte piegate a causa di un uso prolungato o di un'applicazione eccessiva



L \ Type	0.5 Slot	0.9 Hex	1.2 Hex	2.0 Int.Hex	2.7 Int.Hex
Ex.Short (8)	-	-	TRHD12MS	-	-
Short (13)	-	-	TRHD12S	-	-
Middle (15)	-	-	TRHD12M	-	-
Long (20)	-	-	TRHD12L	-	-
Ex.Long (25)	-	-	TRHD12E	-	-

Adattatore per O'ring

	Small	Normal
	STAOD	AORD



Avvitatore esterno

- Dedicato per sistema Rigid Abutment
- Torque di serraggio consigliato: 30Ncm

L \ D (Abutment)	Ø4.0	Ø4.5	Ø5.0	Ø6.0
Short (16.5)	ORDMS	ORD45S	ORDRS	ORDWS
Long (21.5)	ORDML	ORD45L	ORDRL	ORDWL



Adattatore Octa

- Dedicato per monconi Octa
- Torque di serraggio consigliato: 30Ncm

L \ Type	Square	Round
Short	ODSS	ODRS
Long	ODSL	ODRL



