




22-23 SPIDENT PRODUCT CATALOG



www.spident.co.kr

www.azadmed.com

**New &
Improving**

You're
the Artist



Extended Working Time, 90 Sec.

EsCom100®

**Light Cured Restorative
Nanohybrid Composite Resin**

Advantages

- High compressive strength and polishability
- Low polymerization shrinkage
- Easy to handle, non-sticky, excellent ability to hold shape
- Radiopaque
- Extended working time (90 seconds)
- Long-term durability
- Excellent matching with natural tooth (11 shades) :
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, AO2, AO3, TW



SPIDENT CO., LTD.

203 & 312, Korea Industrial Complex, 722, Gojan-Dong, Namdong-Gu, Incheon, Korea 405-821

Tel. 82-32-821-0071 Fax. 82-2-318-0034 E-mail. synergy@spident.co.kr www.spident.co.kr

CE
0120

You're
the Artist



Nanohybrid Flowable Composite Resin

EsFlow®



95%
overall
rating

"EXCELLENT
VISCOSITY. EASY
TO DISPENSE,
CONTROLLED
FLOW INTO PREP
AND ADAPTS
WELL."

Consultants' Comments

- "Easy to place and did not slump with instrumentation."
- "Application is awesome - I loved the small tip."
- "Easy to finish, very good polish and final appearance."
- "Great variety of shades, good shade match. Blends well with most teeth."
- "Good radiopacity."

Advantages

- Highly esthetic
- Superior compressive strength
- Low polymerization shrinkage
- Flow on demand handling
- Optimal radiopacity
- Strength equivalent to natural enamel after light-cured
- Available in 2 viscosity : EsFlow®, EsFlow®LV
- Available shade : EsFlow®: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, Blue

EsFlow® LV : A1, A2, A3



SPIDENT CO., LTD.

203 & 312, Korea Industrial Complex, 722, Gojan-Dong, Namdong-Gu, Incheon, Korea 405-821

Tel. 82-32-821-0071 Fax. 82-2-318-0034 E-mail. synergy@spident.co.kr www.spident.co.kr

CE
0120

EsCom100

Light-cured restorative hybrid composite resin



EsCom250

Light-cured restorative hybrid composite resin



EsFlow / EsFlow LV

Light-cured flowable composite resin



کامپوزیت نانو هیبرید لایت کیور

- قدرت استحکام عالی
- پولیش پذیری عالی تا ۸۵٪
- سرنگ ۴ گرمی
- پایین ترین شیرینکیج کمتر از ۰.۰۸٪
- عدم چسبندگی کامپوزیت به وسایل کار
- فرم دهی آسان و بیولوژیکی با دندان طبیعی
- ونیرهای مستقیم و ترمیم های پرسلن و کامپوزیت
- بازسازی کمر برای جایگزینی بخش های از دست رفته
- جهت ترمیم های کلاس ۱ تا ۵ دندانهای خلفی و قدامی
- رنگ های A02, A03 و رنگ اپک A1, A2, A3, A3.5, B2
- مطابقت رنگی با استاندارد ویتا و عدم تغییر رنگ در طول زمان
- محتویات کیت: ۵ سرنگ ۴ گرمی + ۱ سرنگ اج ۵ گرمی + ۱ عدد باند ۵ میلی لیتر

کامپوزیت هیبرید رزین لایت کیور

- زمان کار فوق العاده ۹۰ ثانیه
- موجود در ۱۳ رنگ
- شیرینکیج ناچیز و رادیواپسیتی عالی
- مناسب ترمیم های خلفی و قدامی و کلاس های ۱ تا ۵
- دارای فیلر های زیرکونیا که باعث مقاومت عالی در برابر سایش می شود
- A1-A2-A3-A3.5-A4-B1-B2-C2-D2-A02-A03-G1-TW

کامپوزیت نانو فلو لایت کیور

- شرینکیج بسیار پایین
- رادیواپسیتی عالی
- ۲ سرنگ ۲ گرمی
- قابل استفاده در ارتدونسی
- چسبندگی بالا به برآکت ارتدونسی
- ضریب ارجاعی مشابه عاج دندان
- جهت درمان های آستریورپیت
- مقاومت شیمیایی بسیار بالا
- جهت ثابت کردن دندانهای لق و فیشور سیلنت
- مناسب برای ترمیم حفره های کلاس ۱ تا ۵ و حفره های عمیقی

Base.it

Light-cured base liner



FDA CE ISO

Core.it Dual

Flowable dual cured core build-up resin



FDA CE ISO

EsBond

Light-cured 5th bonding agent



FDA CE ISO

بیس و لاینر لایت کیور (دایکال نوری)

- رادیو اپسیتی
- ۴ سرنگ ۲ گرمی
- ایجاد بهترین عایق
- بیس و لاینر کیور
- باند شیمیایی بسیار عالی
- چسبندگی عالی به دندان
- دارای خواص کراستاتیک
- شرینکیج بسیار پایین
- دارای مقاومت بیشتر از گلاس آینومر
- شامل هیدروکسید کلسیم آپاتایت
- تحریک تشکیل دنتین ثانویه با آزاد کردن یون کلسیم هیدروکسی و فسفات

کربیلد آپ دوال کیور

- تولید یون های مشابه با عاج
- باند شیمیایی بسیار محکم
- زیست سازگاری عالی با Core
- فلو پذیری لازم و قدرت چسبندگی عالی
- تطابق عالی فایبرپست با کربیلد آپ
- ماده کامپوزیتی دوآل کیور جهت ترمیم و تولید کر
- ۲ سرنگ اتومیکس ۱۰ گرمی در دو رنگ جهت تطابق با رنگ دندان
- خاصیت فیزیکی عالی که به راحتی می تواند کارگذاری شود
- چسباندن فایبرپست و شکل دهی کر و فقط با یک ماده به صورت یکپارچه و در یک جلسه
- محتویات کیت: ۲ عدد سرنگ ۱۰ گرمی کربیلد آپ، ۱ عدد اسید اچ ۵ گرمی
- باند ۵ میلی گرمی، اکتیوبیتور ۵ میلی گرم

باندینگ نسل پنجم

- سیستم Wet Bonding
- ۵ میلی گرم باند
- مناسب برای تمامی کلاس های ترمیم
- مناسب جهت ترمیم های مدت زمان طولانی
- مناسب برای ترمیم کامپوزیت با عاج و ترمیم های برسلن و آمالگام
- قدرت چسبندگی عالی و حاوی نسل جدید موونمرهای چسبانده

VioSeal

Resin based sealer / Root canal sealing material



VioPaste

Premixed Calcium Hydroxide paste with Barium Sulfate



VioPex

Premixed Calcium Hydroxide paste with Iodoform



سیلر بیس رزینی

- رادیوپاپسیتی خوب
- زیست سازگاری عالی
- سیل بسیار عالی
- اثر آنتی باکتریال عالی
- نامحلول در مایعات بافتی
- سرنگ دوال ۱۰ گرمی (BASE 5g x CATALYST 5g)

هیدروکسید کلسیم + سولفات باریم

- قابل انحلال در آب
- فلوپدیری بالا
- پر کردن موقت ریشه
- زیست سازگاری عالی
- هندلینگ بسیار عالی
- ۱ سرنگ ۲ گرمی
- اثر آنتی باکتریال بسیار عالی
- خارج کردن بسیار راحت (خمیر آماده مصرف)
- مناسب جهت اپکسیفیکشن کانال های لیکج دار

کلسیم هیدروکساید با یدوفرم

- فلوپدیری بالا
- انحلال پذیری عالی با آب
- آنتی باکتریال و زیست سازگار
- نوع سرنگی با کاربری ساده و راحت
- سرنگ ۲.۲ گرمی به همراه تیپ های یکبار مصرف
- مناسب پر کردن موقت کانال با رادیوپاپسیتی فوق العاده
- مناسب اپکسیفیکشن، تشکیل دیواره سخت، ترمیم کانال و ریزنشت ها و پالپ کپینگ

EsCem

Dual-cured self-adhesive resin cement



SoftPrep

Root canal preparation EDTA cream



EsTemp Eugenol / NE

Temporary cement for temporary crown and bridge



سیمان رزینی دوال کیور

- دارای دو رنگ A2 و TW
- سرنگ ۸ گرمی به علاوه تیپ های میکسر
- باندینگ فوق العاده با سرامیک، زیرکونیا، کامپوزیت و فلز
- بدون نیاز به pre-treatment مثل باندینگ و اج و پرایمینگ
- سیمان نهایی برای تمام سرامیک ها، کامپوزیت، اینلی آنلی، کرون و بریج
- حاوی مونومورهای adhesive جهت بهبود باندینگ شیمیابی عالی با بافت سخت

آرسی پرب

- EDTA٪/۱٪
- خاصیت
- ۲ سرنگ ۶ گرمی
- خارج کردن مواد غیرآلی توسط شلاته کردن
- پاکسازی کانال ریشه و برداشتن لایه اسمیر
- استفاده راحت تر از ابزار توسط نرم کردن دیواره کانال دنتاین
- خارج کردن عالی لایه جوش خورده کانال های بسیار باریک در دندان های خلفی
- ایجاد تمیز ترین دیواره دنتینال Dentinal پس از خارج کردن لایه جوش خورده

سیمان موقت

- با طعم لیمو
- دارای ۲ سرنگ ۱۰ گرمی
- دارای انواع اوزنول دار، بدون اوزنول
- مناسب برای کارگذاری کرون و بریج
- راحتی استفاده از سرنگ اتومیکس
- قدرت چسبندگی بالا با کمترین ضخامت
- فلوبیدیری لازم و راحتی دربرداشت اضافات

EsTemp Implant

Non eugenol temporary resin cement for implant retained crown



FDA CE ISO

FineEtch

Etching gel



FDA CE ISO

Temp.it

Light-cured temporary filling material



FDA CE ISO

سیمان موقت ویژه ایمپلنت

- برداشت آسان و یک جا
- سرنگ اتومیکس ۸ گرمی
- چسبندگی بسیار بالا با کمترین ضخامت
- مورد استفاده وسیع متخصصین ایمپلنت
- راحتی استفاده از سرنگ اتومیکس با امکان جایگذاری مستقیم
- مناسب برای کارگذاری موقت کراون و پریج بر روی ابانتمنت های ایمپلنت

% ۳۷ اسید اج

- سرنگ ۵ میلی گرمی
- از بین بردن عالی لایه های چربی
- عملکرد عالی در برداشت لایه اسپیر
- ارتقای استحکام باندینگ میان مواد ترمیمی و دندان
- شستشوی آسان با اسپری آب ، بدون بر جا گذاشتن مواد
- حاوی پلیمرهایی با زیست سازگاری عالی بدون عوارض جانبی
- به علت قوام ایده آل ، امکان استقرار دقیق در نواحی که محدودیت شدید دسترسی دارند

ماده پنسمان نوری لایت کیور موقت اینله و آنله

- انعطاف پذیری بسیار بالا
- در دو رنگ زرد و آبی
- سیل مقاوم
- سرنگ ۳ گرمی
- محافظ برآکت های ارتوودنسی
- مناسب برای پر کردن پیچ ابانتمنت
- مناسب جهت حفره های اینله و آنله
- قابل استفاده جهت پر کردن موقت حفره دندان
- مناسب برای ترمیم های موقت طولانی مدت با حفظ شکل دندان
- خارج کردن بسیار راحت، در یک مرحله، بدون ضربه زدن به دیواره و تخریب شدن

Temp.it Flow

Light-cured flowable temporary filling material

پانسمان نوری موقت لایت کیور فلو



- انعطاف پذیری بسیار بالا
- پر کردن موقت دندان
- دارای هیدروفیل
- ۴ سرنگ ۱/۲ گرمی
- مناسب برای مهر و موم پیچ ابامنت
- یک جا و بدون ضربه زدن به دیواره ها
- کاربرد راحت و آسان خارج کردن بسیار راحت
- قابل استفاده در زمان جراحی دندانپزشکی درمان اندودنتیکس و ابامنت های ایمپلنت



Seal.it

Light-cured pit & fissure sealant

فیشور سیلنت و پیت



Focus Plus



لایت کیور

- قدرت تابش ۱۸۰۰
- ۳ عدد سری قابل اتو کلاو
- طراحی منحصر به فرد با کاربری ساده
- تنظیم شدت نور و زمان تابش در ۴ مد
- دارای سیستم اعلان صوتی و نمایشگر تصویری
- قابلیت چرخش کامل هد جهت کیور در زوایای مختلف
- دارای سیستم تابش ramp افزایشی ۲۰ ثانیه ای برای کاهش شیرینکیج کامپوزیت



ماده قالب گیری (واش)



- رزین Bisacrylic سلف کبور
- بدون نیاز به relining و trimming
- مقاومت فشاری و بیچشی فوق العاده
- درخشندگی بدون نیاز به پولیش اضافه
- موجود در ۴ رنگ A1, A2, A3, TW
- مخصوص کرون و بریج موقت طولانی مدت
- دارای کارتریج یک به یک و تیپ های میکسر
- یک عدد کارتریج ۵۰ میلی لیتری به همراه تیپ میکسر

CE ISO

گلس آینومر



- زیست سازگاری فوق العاده
- ۱۵ گرم پودر و ۸ میلی لیتر محلول
- ماده پرکردنی گلس آینومر رادیوایک
- سلف کبور / آزادسازی فلوراید
- مناسب ترمیم تکنیک ART و Sandwich
- مخصوص ترمیم های کلاس ۳ و ۵ و کوربیلد آپ
- مقاومت و پایداری بالا / بدون BPA و HEMA

CE ISO

ماده قالب گیری A سیلیکون (واش)



- دارای میکسر با نسبت ۱:۱
- Vinyl Polysiloxane
- ایمپرشن two-step و one-step
- تکنیک
- پایداری و تبات ابعاد فوق العاده
- یکبارچکی و بدون تکه تکه شدن هنگام جدا کردن
- دو عدد کارتریج ۵۰ میلی لیتری و تیپ های میکسر
- مخصوص ایمپرشن اینلی، آتلی کرون و بریج و ایمپلنت

CE ISO

ضد حساسیت



- بدون نیاز به لایت کبور
- محلول ۵ میلی لیتری
- قابلیت خارج کردن لایه اسپیر
- کاربری سریع نک مرحله ای
- سازگار با بافت نرم و زیست سازگاری عالی
- مخصوص پریو دنتال و ترمیم دنتاین اکسپوز شده
- شلانه کنندگی در فاصله زمانی ۳۰ تا ۶۰ ثانیه
- مناسب ترمیم اینلی، آتلی، کامپوزیت، کرون و ونیر
- ماده Desensitizer با قابلیت تولید هیدروکسی آپاتایت

CE ISO

بایت رجیستر



- زمان کار ۳۰ ثانیه
- زمان سنت ۹۰ ثانیه
- کاربری ساده و راحت
- شیرینکیج کمتر از ۶ درصد
- بایت رجیستر با دقیقیت فوق العاده
- دو عدد کارتریج ۵۰ میلی لیتری بعلاوه تیپ های میکسر

CE ISO

ماده قالب گیری A سیلیکون (پوتی)



- دو قوطی ۲۹۰ میلی لیتری
- زمان کار رگولار ۹۰ ثانیه و زمان کار فست ۴۰ ثانیه
- زمان سنت ۴ دقیقه و زمان کار فست ۲ دقیقه
- پوتی مخصوص ایمپرشن اینلی، آتلی کرون و بریج و ایمپلنت

CE ISO

سر میکسر مواد قالبگیری



- تیپ های میکسر ایمپرشن های vinyl polysiloxane
- ایجاد کننده ترکیب همگن و متوازن مواد
- بسته ۵۰ تایی

CE ISO

سر میکسر



- تیپ های دستگاه ایمپرشن میکسر Vacu-Mixer
- قابل استفاده برای Sil jumbo
- بسته ۴۵ تایی

CE ISO

سر میکسر سیمان



- تیپ های میکسر سیمان
- ایجاد کننده ترکیب همگن و متوازن
- سازگار با تمام تیوب های دوآل ۱:۱
- بسته ۵۰ تایی

CE ISO

سر میکسر کُر



- تیپ های میکسر مواد Core
- ایجاد کننده ترکیب همگن و متوازن
- سازگار با تمام تیوب های دوآل ۱:۱
- بسته ۵۰ تایی

CE ISO

SPI SCAN PRO

سفر پلیت

رزولوشن ۱۶ بیت بر پیکسل (65000 graytone)
زمان ۴/۱ read-out ۷.۲ ثانیه
ارتباط USB و اینترنت (100 Mbps)
پشتیبانی انواع فرمات های تصویربرداری
سایزهای ۰-۱-۲-۳-۴c
وزن ۵.۵ کیلوگرم

CE ISO



You're
the Artist

You're
the Artist

SPIDENT

Automatic Mixing Unit
Vacu-Mixer™

by Dr. philip Ho
A new paradigm in dental impression taking



SPIDENT

SPIDENT CO., LTD.

203 & 312, Korea Industrial Complex, 722, Gojan-Dong, Namdong-Gu, Incheon, Korea 405-821
Tel. 82-32-821-0071 Fax. 82-2-318-0034 E-mail. synergy@spident.co.kr

www.spident.co.kr

You're
the Artist



SPISCAN PRO

- Rapidly view high-quality digital images
- Easy-to-use system increases patient throughput
- Full-featured, affordable dental solution

Experience the Benefits of SPISCAN PRO Digital Imaging

The full-featured SPISCAN PRO from SPIDENT Imaging rapidly and affordably delivers high-quality digital images for busy dental practices, optimizing chairside time with patients.

Compact & Affordable

The SPISCAN PRO is compact and affordable, helping to increase patient throughput and improve the overall productivity of your practice. With its small footprint, the reader fits seamlessly into even the most space-challenged dental offices and exam rooms.

Elegant Design & Streamlined Operation

The SPISCAN PRO combines an elegant design with a powerful yet easy-to-use system that gets the job done day in and day out.

SPISCAN PRO Dental's automated, magnetized feeding tray offers "push and go" functionality, making it simple to operate for busy technicians. The reader is DICOM 3.0 compatible with existing systems and uses a full range of reusable bitewing and intraoral imaging plates that are easier and faster to position than intraoral digital sensors. Importantly, a true size 4c imaging plate is available, so technicians don't have to use software stitching to combine images from two size 3 plates-a cumbersome and inefficient process.

Unmatched Flexibility to Help Your Practice Grow

In this increasingly competitive environment, show patients that your practice offers the latest in digital imaging technology for improved patient results. Whether you're looking for a central reader that can distribute images throughout your facility, or an affordable exam-room based solution, the next-generation SPISCAN PRO is the natural choice.





ALWAYS
AND
EVERWHERE
I AM ME !
CONFIDENCE



EsCom 250

Light-Cured Restorative Hybrid Composite Resin

Advantages

- Apply Zirconia Filler: Enhanced flexural compressive strength
- Excellent ability to hold shape
- Low polymerization shrinkage
- Radiopaque

- Extended working time
- Available in 13 shades:

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, D2, A02, A03, G1, TW





Base·it (Light Curing Base & Liner)

Base-it contains Calcium Hydroxyapatite in Urethane methacrylate oligomer. It makes Base-it to reduce the pulp irritation and to have low polymerization shrinkage. Base-it stimulate secondary dentin formation by releasing Calcium ion, Hydroxy ion and phosphate ion. Base-it have cariostatic properties and excellent adhesion strength on teeth.

You're the Artist



Azad Tejarat Pars,Dental Business Group
website:azadmed.com / website :spident.ir
instagram:azadtejarat_pars / E-mail:info@azadmed.com
Phone:021 88 98 80 63 - 6 / Fax:021 88 98 75 72

